


# 一時基礎レート




こんな「したい」、ありませんか?



低血糖を気にせずスポーツに  
チャレンジしたい



仕事の際は活動量に合わせて  
インスリン量を調整したい



低血糖を起こさず  
元気にキャンプや旅行に行きたい



急にお友達からお買い物に誘われても、  
無理せず一緒に楽しみたい



月経周期に合わせて  
血糖値をうまくコントロールしたい



風邪を引いた時、体調が悪い時の  
高血糖傾向を改善したい

「一時基礎レート」を使って、充実した生活を送りましょう

一時基礎レート機能は、あなたの生活スタイルに合わせたインスリン注入をサポートしてくれます。  
設定した一定時間、一時的かつ即座に基礎インスリン注入量を増減させる機能です。  
運動時やシックデイなどによく使われます。


もっと便利に!インスリンポンプを使いこなそう

# 一時基礎レート

## 使い方

注入タイプは、「注入レート (U/hr)」、「注入率 (%)」のどちらかで設定ができます。

### 【一時基礎レートの使用(一例)】



※ 主治医とご相談の上、使用してください。



## 注入状況の確認 キャンセル方法

一時基礎レート使用中、状況に応じて途中でキャンセルすることができます。