

Medtronic

Concevoir l'extraordinaire

Votre guide de démarrage rapide pour le système MiniMed^{MC} 780G



Bonjour! Voici votre nouveau système MiniMed^{MC} 780G

Notre but est de faciliter le plus possible votre expérience de démarrage de votre système.

Ce document vous guidera tout au long du processus avant, pendant et après la formation.



Étapes de formation :


Le démarrage de votre système est aussi simple qu'À VOS MARQUES (avant la formation), PRÊTS (pendant la formation), PARTEZ (après la formation). À la page de formation sur le système MiniMed^{MC} 780G, vous trouverez les ressources de formation dont vous avez besoin.

Veuillez suivre toutes les étapes de la formation, y compris les brochures et les vidéos, afin d'assurer votre réussite.

Quelques jours après la réception de votre envoi, votre représentant Bon départ vous contactera pour vous diriger vers toutes les ressources de soutien que vous aurez besoin en matière de formation.

Vous pouvez également contacter l'équipe à l'adresse medtronicstartright@medtronic.com.

1. À VOS MARQUES



Avant la formation

Préparez-vous pour tout ce que vous devez savoir avant de commencer votre formation sur les produits.

Veuillez visiter www.medtronicdiabete.ca/formation780g pour commencer.

☐ Terminé



2. PRÊTS

Pendant la formation

Découvrez nos options de formation flexibles sur le site Web de formation. Communiquez avec votre représentant Bon départ pour être mis en contact avec un formateur accrédité de produits.

☐ Terminé




3. PARTEZ!

Après la formation

Après la formation, nous voulons vous fournir des ressources qui continueront à vous soutenir dans votre parcours. Votre représentant Bon départ est toujours là pour vous offrir d'autres conseils de formation.

☐ Terminé



1. À vos marques → Commencez ici

Si vous avez opté pour une formation avec un formateur accrédité de produits ou une classe virtuelle, vous pouvez inscrire les détails ici.

Bon départ - medtronicstartright@medtronic.com



Formation sur la pompe à insuline + la mesure du glucose en continu

Date :

Heure :

Contact :

Téléphone :



Formation sur la fonction SmartGuard^{MC}

Date :

Heure :

Contact :

Téléphone :

Préparation pour votre formation

N'effectuez aucune des étapes suivantes pendant que vous êtes connecté à votre nouvelle pompe et jusqu'à ce que votre professionnel de la santé vous ait recommandé de le faire.

Se connecter

Consultez le tableau de compatibilité qui se trouve sur votre site Web local
www.medtronicdiabete.ca/compatibilite



IMPORTANT : Le fait de désactiver les Mises à jour automatiques sur votre appareil peut vous aider à éviter l'utilisation de versions d'applications non vérifiées.

Téléchargez notre nouvelle application MiniMed^{MC} Mobile pour appareils Apple et Android compatibles.



L'application vous offre un affichage interactif facile à utiliser des informations provenant de votre pompe et de votre dispositif de CGM, directement sur votre appareil mobile. Vos informations peuvent être automatiquement téléversées dans le logiciel CareLink^{MC} via l'application.

Jusqu'à cinq partenaires de soins peuvent vous suivre. Il suffit de leur fournir votre nom d'utilisateur et d'accepter leur demande dans les 24 heures.

On vous demandera d'ouvrir un compte pour votre logiciel CareLink^{MC} Personal, ou de vous y connecter, durant le processus de configuration. Veuillez prendre en note vos nom d'utilisateur et mot de passe pour vous y référer ultérieurement.

Nom d'utilisateur CareLink^{MC} :

Mot de passe :



CONSEIL

Une fois que l'application est configurée, désactivez les notifications jusqu'à ce que vous soyez prêt à porter votre pompe.



Informez votre partenaire de soins que vous avez l'application CareLink^{MC} Connect.

Votre partenaire de soins doit télécharger l'application CareLink^{MC} Connect et inclure votre nom d'utilisateur pour pouvoir commencer.

Pour obtenir de l'aide pour configurer les applications MiniMed^{MC} Mobile ou CareLink^{MC} Connect, veuillez consulter les guides de l'utilisateur qui se trouvent dans chacune des applications.

Ce dont vous avez besoin pour votre séance de formation

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Votre pompe | <input type="checkbox"/> 1 boîte de capteurs Guardian ^{MC} 4 |
| <input type="checkbox"/> 1 boîte de réservoirs | <input type="checkbox"/> Dispositif d'insertion à pression unique et dispositif d'insertion pour dispositif de perfusion (s'il y a lieu) |
| <input type="checkbox"/> 1 boîte de dispositifs de perfusion | <input type="checkbox"/> Ruban ovale pour le capteur (inclus dans la boîte du capteur) |
| <input type="checkbox"/> Lecteur Accu-Chek® Guide Link, lancettes et bandelettes | <input type="checkbox"/> Ce guide de démarrage rapide |
| <input type="checkbox"/> Une fiole d'insuline U100 à action rapide | |
| <input type="checkbox"/> Transmetteur Guardian ^{MC} 4 et chargeur | |

Sujets traités durant votre formation


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Familiarisation avec le dispositif• Plan des menus de la pompe• Fonctionnement de votre pompe• Programmation de réglages spécifiques• Insertion de votre premier dispositif de perfusion et capteur | <ul style="list-style-type: none">• Étapes de base pour gérer votre pompe à insuline• Attentes en matière de gestion quotidienne• Détours potentiels – navigation et dépannage |
|---|--|



Arrêtez ici

La section suivante sera couverte durant votre séance de formation.

Remarques :



2. Prêts → pour votre formation

Ayez ce manuel avec vous lors de votre séance de formation pour conserver tous vos renseignements au même endroit!

Le déroulement de votre formation :

Nous commencerons par la formation sur la pompe et la CGM.

Ensuite, la formation portera sur la fonction SmartGuard^{MC}.


Durant la formation, nous passerons en revue ces 4 éléments :




**Se familiariser
avec le
dispositif /
la fonction
SmartGuard^{MC}**



**Étapes
quotidiennes**



Garder le cap



**Discussion
des
prochaines
étapes
importantes**

Remarques :











Se familiariser avec le dispositif

Apprendre à connaître vos menus

Système MiniMed^{MC} 780G

Plan des menus simplifié



 Historique et graphique Historique Revue glucose capteur Graphique Durée dans la plage	 SmartGuard List. vérif. SmartGuard Objectif temp. Réglag. de SmartGuard SmartGuard Oui et Non	 Son et vibration Alert. du capt. sur silence Volume Son Vibreur Réglages d'alerte
 Réservoir + cathéter Nouveau réservoir Purge canule	 Insuline Bolus Basal Arrêt temp./Reprendre administration déb. basal Réglages administration	 Glycémie Glycémie
 État Arrêt temp. toutes admin. List. vérif. SmartGuard Pompe Capteur	 Appareils appairés Appairer nouvel appareil Appairer CareLink Capteur	 Réglages Réglages d'alerte Réglages administration Réglages de l'appareil

Ai-je besoin d'utiliser un lecteur de glycémie?

Vous pouvez utiliser votre glucose du capteur pour prendre des décisions concernant votre traitement; cependant, certaines situations nécessiteront que vous utilisiez votre lecteur de glycémie.

Ces situations comprennent :

1.

lorsque vous utilisez la fonction Assistant bolus en mode manuel pour administrer un bolus de correction

2.

lorsque vous n'êtes pas sûr que votre lecture de glucose du capteur est correcte ou lorsqu'elle n'est pas disponible


3.

lorsque les lectures de glucose du capteur ne correspondent pas à vos symptômes

4.


lorsque vous avez pris des médicaments qui contiennent de l'acétaminophène ou du paracétamol, car ceux-ci peuvent rendre vos valeurs de glucose du capteur faussement élevées

Apprendre à connaître votre écran d'accueil



Étape 1

Vérifiez que tous les appareils sont bien appairés



Étape 2

Insérez le capteur

Visionnez la vidéo sur l'insertion du capteur et consultez les ressources pour obtenir des conseils afin de favoriser l'adhérence qui se trouvent sur notre site Web.



Étape 3

Le menu Insuline - probablement ce que vous allez utiliser le plus souvent

- Programmation des réglages Basal et Bolus
- Exercice d'administration de bolus
- Consultez l'annexe pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de programmer les réglages Basal et Bolus





Exercice 1:

Étape 1 : Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder à la fonction Assistant bolus^{MC}

Étape 2 : Saisissez des glucides

Étape 3 : Administrez le bolus

Assistant bolus			2:53 PM
	Glyc. 7.4 mmol/l		0.6 U
	Glu 30g		2.0 U
Réglage			0.0 U
Bolus			2.6 U
Administration de bolus			



Les valeurs de glycémie demeurent dans la mémoire de la pompe pendant 12 minutes. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans la fonction SmartGuard^{MC}, la valeur de glucose du capteur s'affichera automatiquement.

Étape 4



Ce que vous devez faire si vous devez saisir votre glycémie manuellement, sans l'utilisation du lecteur de glycémie appairé.

Exercice 2 :

Étape 1 : Saisissez une glycémie

Étape 2 : Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder à la fonction Assistant bolus^{MC}

Étape 3 : Saisissez les glucides




Étape 5

C'est le moment d'insérer votre dispositif de perfusion.



Conseil

Lorsque vous effectuez un changement de dispositif, n'oubliez pas de vous débrancher du dispositif de perfusion que vous portez avant de commencer le processus.




Étape 6

Passez en revue les raisons d'utiliser d'autres éléments du menu

Menu



Sons et vibration



Historique et graphique



État

Raisons d'utilisation

- Activer ou désactiver les réglages de son et vibration
- Ajuster le niveau du volume de 1 à 5
- Examiner l'historique de données de diabète par période de temps
- Arrêter temporairement toutes les administrations d'insuline
- Surveiller les détails de la pompe, du capteur, de l'insuline et de la pile



Les valeurs de glycémie demeurent dans la mémoire de la pompe pendant 12 minutes. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans la fonction SmartGuard^{MC}, la valeur de glucose du capteur s'affichera automatiquement.



Étapes quotidiennes lors de l'utilisation du mode manuel

À quoi ressembleront vos étapes quotidiennes sur votre nouveau dispositif?
Examinons les attentes en matière de gestion quotidienne.

Tous les jours :



Effectuez un bolus
- 10 à 20 minutes
avant de manger




Vérifiez la glycémie
pour administrer un
bolus de correction
avant les repas et
au coucher



Observez les
tendances
glycémiques en
temps réel




Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une journée typique. Vous devez discuter de vos besoins individuels avec votre professionnel de la santé.



*Il s'agit d'options suggérées pour la vérification de la glycémie seulement.

Toutes les semaines :



Remplacez vos dispositifs de perfusion et réservoirs comme il est indiqué.
Remplacez votre capteur tous les 7 jours.



N'oubliez pas de charger votre transmetteur.




Téléversez vos données personnelles vers CareLink^{MC} chaque semaine manuellement, ou automatiquement au moyen de l'application.



Conseil

Si vous recevez une alerte « Saisir glycémie », et vous n'êtes pas en mesure de saisir une glycémie sur-le-champ (par exemple, lorsque vous conduisez ou êtes en réunion), vous pouvez définir un rappel pour vous rappeler de le faire plus tard.

Visionner les tendances



Conseil

N'oubliez pas de charger votre transmetteur chaque fois que vous remplacez votre capteur.

Comment puis-je voir comment je gère mon diabète?


Le logiciel CareLink^{MC} et les applications sont la clé

Logiciel



- Le logiciel CareLink^{MC} Personal convertit les données de votre pompe en information facile à comprendre
- L'adaptateur bleu est requis pour téléverser les données sans l'utilisation de l'application MiniMed^{MC} Mobile

Applications



- Application MiniMed^{MC} Mobile : affichage secondaire pour les patients
- Application CareLink^{MC} Connect : disponible pour un maximum de 5 partenaires de soins
- Téléversements automatiques vers le logiciel CareLink^{MC}

Remarques :

Garder le cap



Il est important de comprendre que des détours dans votre routine quotidienne peuvent survenir – et le fait de savoir quoi faire à ces moments-là peut tout changer.



Alertes et alarmes

Une alerte se produira si le glucose du capteur atteint ou descend sous 3,0 mmol/L ou si le glucose du capteur atteint 13,9 mmol/L ou est supérieur à cette valeur pendant 3 heures.

Gestion des hypo et hyper

Glucose bas - Si le glucose est sous 3,9 mmol/L, utilisez la règle de 15 :

5 à 15 g de glucides à action rapide → Vérifiez votre glucose dans 15 min → Répétez le traitement si le glucose est encore sous 3,9 mmol/L

Glucose haut - Si le glucose est élevé, mais inférieur à 13,9 mmol/L :

Effectuez un bolus de correction → Vérifiez votre glucose dans 1 heure → Dépannage

Glucose haut - Si le glucose est supérieur à 13,9 mmol/L : vérifiez la présence de corps cétoniques

Si le glucose est supérieur à 13,9 mmol/L, vérifiez la présence de corps cétoniques.

Si le résultat du test de cétonurie est NÉGATIF :

1. Administrez un bolus de correction avec la pompe
 2. Revérifiez le glucose dans 1 heure
- Si le glucose est à la baisse, continuez de le surveiller jusqu'à ce qu'il soit dans la plage cible
 - Si le glucose ne change pas ou s'il est plus élevé,
 - ↗ Administrez une dose de correction au moyen d'une seringue ou d'un stylo injecteur
 - ↗ Remplacez le dispositif de perfusion
 - ↗ Continuez de vérifier votre glucose toutes les heures jusqu'à ce qu'il revienne à la normale

Si le résultat du test de cétonurie est POSITIF :

1. Administrez une dose de correction au moyen d'une seringue ou d'un stylo injecteur
2. Remplacez le dispositif de perfusion
3. Faites un dépannage de la pompe
4. Vérifiez votre glucose toutes les 1 à 2 heures. Administrez une correction au besoin
5. Buvez des liquides sans glucides
6. Si le glucose continue d'augmenter ou si vous avez une concentration modérée à élevée de corps cétoniques, des nausées, des vomissements ou de la difficulté à respirer, avisez votre médecin et dirigez-vous vers les urgences les plus proches.

Quand appeler votre professionnel de la santé ou le soutien technique

Il est important de savoir qui appeler lorsque vous avez besoin d'aide.



Soutien technique
24 heures
1 800 284-4416

Disponible pour vous aider à résoudre tout problème technique ou pour répondre à toute question technique concernant le fonctionnement de votre système MiniMed^{MC} 780G.



Professionnel de la santé

Questions et soins médicaux.



Bon départ
medtronicstartright@medtronic.com

Disponible pour vous aider lors de votre accueil initial et en ce qui concerne vos options de formation en cours.

Remarques :



Se familiariser avec la fonction SmartGuard^{MC}

Étape 1

Allez au menu SmartGuard^{MC}, faites défiler vers le bas pour l'activer (Oui)

Allez aux réglages SmartGuard^{MC}, programmez et enregistrez



Étape 2

Passez en revue la liste de vérification SmartGuard^{MC}

List. vérif. SmartGuard		
Glyc. OK pour SmartGuard	✓	← Prêt
SmartGuard désactivé	?	← Action requise
Capteur pas prêt	...	← En attente
Bolus en cours	?	← Action requise
Administrat. interrompue	?	← Action requise
Ratio glucides non défini	?	← Action requise


UNE GLYCÉMIE EST REQUISE POUR ENTRER DANS LA FONCTION SMARTGUARD^{MC}

Vous devrez saisir une glycémie pour entrer dans la fonction SmartGuard^{MC} lorsque vous l'activez ou si vous avez fait une sortie de la fonction SmartGuard^{MC} et souhaitez y retourner.

Votre écran d'accueil sera un peu différent maintenant que vous utilisez la fonction SmartGuard^{MC}



Graphique du capteur



Remarques :



Étapes quotidiennes

À quoi ressembleront vos étapes quotidiennes maintenant que vous utilisez la technologie SmartGuard^{MC}? Examinons les attentes en matière de gestion quotidienne.

Tous les jours :



Administrez un bolus pour les glucides de 10 à 20 minutes avant les repas




Répondez sans délai aux alertes et aux alarmes



Suivez les directives de soins pour la technologie de pompe à insuline

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une journée typique. Vous devez discuter de vos besoins individuels avec votre professionnel de la santé.



*Lorsque vous administrez un bolus dans la fonction SmartGuard^{MC}, le glucose du capteur s'affichera et vous entrerez les grammes de glucides que vous prévoyez manger.

Toutes les semaines :



Remplacez votre dispositif de perfusion et réservoir comme il est indiqué

Remplacez votre capteur



Chargez votre transmetteur



Téléversez vos données vers CareLink^{MC} Personal chaque semaine manuellement, ou automatiquement au moyen de l'application

Calibration :



Votre système n'a pas besoin de calibrations régulières, mais il peut demander une glycémie occasionnellement pour assurer une performance optimale

Bolus

L'administration de bolus lorsque vous utilisez la technologie SmartGuard^{MC} est quasi inchangée. La seule différence est que vous ne pouvez pas changer la quantité de bolus calculée.

Vous avez besoin d'un rappel? Retournez aux pages 10 et 11.

Voir votre durée dans la plage



Garder le cap



Il est important de comprendre que des détours dans votre routine quotidienne peuvent survenir – et le fait de savoir quoi faire à ces moments-là peut tout changer.

Objectifs temporaires

Chaque fois que vous êtes préoccupé par des hypo (p. ex. pendant l'exercice), vous pouvez définir un objectif temporaire fixe.



Conseil

Envisagez de définir un objectif temporaire de 1 à 2 heures avant de faire de l'exercice.



Lorsqu'un objectif temporaire est défini, les bolus de correction auto ne sont pas administrés.

Demeurer dans la fonction SmartGuard^{MC}



Alertes et alarmes

Une alerte se produira si vous devez saisir une glycémie. La pompe restera dans la fonction SmartGuard^{MC} pendant un maximum de 4 heures si le problème n'est pas résolu. Si vous quittez la fonction SmartGuard^{MC}, vous passerez en mode manuel jusqu'à ce que l'action requise soit effectuée.

Remarques :



Discuter des prochaines étapes

Qu'arrive-t-il maintenant que vous avez terminé votre formation?



Bon départ tous les jours

Bon départ est un programme exclusif offert à toute personne qui commence à utiliser un nouveau dispositif de traitement du diabète de Medtronic. Bon départ sera votre premier point de contact pour assurer une formation réussie.


Nos représentants Bon départ vous offriront des conseils et des astuces de formation pour vous aider à vous familiariser plus facilement avec votre nouvelle technologie.



Votre représentant Bon départ communiquera avec vous dans les jours qui suivent la réception de vos nouveaux appareils, ou contactez-le à l'adresse medtronicstartright@medtronic.com.

Bon départ demeure votre point de contact pour tous vos besoins de formation.





3. PARTEZ! → LE SUCCÈS EST À VOTRE PORTÉE!

Le diabète ne prend jamais de pause, mais vous n'êtes pas seul.
Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours - dès votre première séance de formation, notre équipe est toujours là pour vous aider.

Où trouver des réponses



Contactez-nous

Soutien technique..... 1 800 284-4416
Fournitures..... 1 800 284-4416
Courriel Bon départ..... medtronicstartright@medtronic.com

Où aller si vous avez des questions



Sites Web importants :

Site Web : www.medtronicdiabete.ca www.medtronicdiabete.ca/formation780g

N'oubliez pas



Clés du succès

- ✓ Restez en contact avec votre représentant Bon départ
- ✓ Renseignez-vous à propos des autres options de ruban auprès de votre formateur
- ✓ Fixez-vous des attentes réalistes
- ✓ Utilisez les options de raccourcis sur la pompe pour faciliter la navigation

Conseils et astuces



Soyez préparé

- ✓ Ayez toujours vos fournitures avec vous pour traiter toute hypo
- ✓ En voyage, apportez toujours des fournitures de pompe supplémentaires et gardez-les dans vos bagages à main
- ✓ Renseignez-vous au sujet du programme de prêt d'appareils de Medtronic avant de voyager
- ✓ Essayez de ne pas vous éloigner de votre pompe ou d'en être déconnecté pendant plus d'une heure

Ayez de bonnes habitudes de bolus

- ✓ Calculez et saisissez vos glucides avant les repas
- ✓ Administrez un bolus 10 à 20 minutes avant les repas
- ✓ Saisissez de l'information exacte dans la pompe - dites ce que vous faites, exactement lorsque vous le faites

Suivez les lignes directrices de la CGM



- ✓ Assurez-vous d'insérer le capteur et d'appliquer le ruban correctement pour une performance optimale
- ✓ Réagissez lorsqu'une action est requise, p. ex. une glycémie requise

ACCU-CHEK® Guide link



Configuration de votre lecteur



Configuration de la langue et du format de l'heure

1. Allumez le lecteur en appuyant brièvement sur **OK**.
Langue apparaît.
2. Appuyez sur  pour sélectionner la langue désirée, puis **OK**.
3. Si le lecteur vous demande de configurer le format de l'heure, appuyez sur  pour sélectionner le format désiré, puis **OK**.

Configuration de l'heure et la date

1. Depuis le **Menu principal**, appuyez sur  pour sélectionner **Réglages**, puis **OK**.
2. Une fois que **Heure/Date** est sélectionné, appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  pour ajuster les valeurs.
4. Appuyez sur **OK** pour passer au champ suivant.
5. Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.




Envoi du résultat de glycémie à votre pompe



- ⚠ Si vous n'appuyez pas sur , il y aura un retard dans l'affichage du résultat de glycémie sur la pompe.
- ⚠ Medtronic traitera les appels de soutien technique liés au lecteur de Roche, au besoin.

Sélectionnez le bouton Précédent pour envoyer le résultat de glycémie immédiatement à la pompe.

Appairage de votre lecteur et transmetteur



Appairer votre lecteur

Écrans du lecteur de glycémie


Le lecteur est prêt à être appairé avec la pompe lorsque le numéro de série du lecteur s'affiche à l'écran du lecteur.



Sélectionnez
Réglages




Sélectionnez
Sans fil



Sélectionnez Oui



Recherchez



Sélectionnez
l'appareil




Confirmez
l'appareil

Écrans de la pompe

Si la connexion est réussie, un message « Appairage réussi! » s'affiche sur la pompe.


Appairer votre transmetteur



Retirez le transmetteur du chargeur pour activer le mode recherche



Recherchez



Sélectionnez
l'appareil



Confirmez
l'appareil


Réglage de vos débits basaux




Les débits basaux et les heures sont des exemples seulement. Consultez votre équipe de soins pour connaître les créneaux horaires et les débits basaux propres à vous.




Sélectionnez **Insuline** depuis le menu




Sélectionnez **Régles administration**




Sélectionnez **Rég. schémas basaux**




Sélectionnez **Basal 1** > Options > Modifier



Utilisez pour régler l'heure de fin du premier créneau horaire



Utilisez pour régler les unités par heure (U/H)



Réglez les différents créneaux horaires



Une fois terminé, sélectionnez **Terminé** et **Enregistrer**

Pour voir le schéma basal actuellement utilisé ou pour passer d'un schéma basal à un autre, depuis le menu **Insuline**, sélectionnez **Basal** > **Schémas basaux**.


Programmation de l'Assistant bolus^{MC}




Les valeurs de l'Assistant bolus et les heures sont des exemples seulement. Consultez votre équipe de soins pour connaître les créneaux horaires et les réglages propres à vous.




Sélectionnez **Insuline** depuis le menu




Sélectionnez **Réglages administration**




Sélectionnez **Prog. Assistant bolus**, sélectionnez **Assistant bolus** **Oui**



Lisez l'explication de l'Assistant bolus, puis sélectionnez **Suivant**




Ratio de glucides : Utilisez $\uparrow\downarrow$ pour ajuster la fin du créneau horaire et g/U. Sélectionnez pour confirmer.



Sensibilité : Utilisez $\uparrow\downarrow$ pour ajuster la fin du créneau horaire et mmol/L. Sélectionnez pour confirmer.



Objectif glycémique : Utilisez $\uparrow\downarrow$ pour ajuster la fin du créneau horaire et mmol/L. Sélectionnez pour confirmer.



Durée d'insuline active : Utilisez $\uparrow\downarrow$ pour ajuster. Sélectionnez pour confirmer. Une fois terminé, sélectionnez **Enregistrer**.

Les réglages d'administration peuvent être accédés depuis le menu Réglages. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le menu Assistant bolus, référez-vous au guide de l'utilisateur du système MiniMed^{MC} 780G.



RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

La pompe à insuline MiniMed^{MC} 780G avec le capteur Guardian^{MC} 4 est destiné à l'administration continue d'insuline basale à des débits sélectionnables ainsi qu'à l'administration de bolus d'insuline à des quantités sélectionnables, pour la gestion du diabète de type 1, et est indiquée pour être utilisée par des patients âgés de 7 à 80 ans, dont la dose quotidienne totale d'insuline est de 8 unités par jour ou plus.

Le système est aussi destiné à mesurer en continu les valeurs de glucose dans le liquide sous la peau. Le système MiniMed^{MC} 780G comprend la technologie SmartGuard^{MC} qui peut être programmée pour fournir un ajustement automatique de l'administration d'insuline en fonction de la mesure du glucose en continu (CGM) et peut arrêter temporairement l'administration d'insuline lorsque la valeur de glucose du capteur descend en dessous, ou est susceptible de descendre en dessous, des valeurs de seuil prédéfinies.

Le système Medtronic MiniMed^{MC} 780G est composé des dispositifs suivants : La pompe à insuline MiniMed^{MC} 780G, le transmetteur Guardian^{MC} 4, le capteur Guardian^{MC} 4, le dispositif d'insertion à pression unique et le lecteur Accu-Chek[®] Guide Link. Le capteur Guardian^{MC} 4 est destiné à détecter les tendances et à suivre les schémas, et à être utilisé par le système MiniMed^{MC} 780G pour ajuster les débits d'insuline basale et fournir des bolus de correction automatique lorsque la fonction SmartGuard^{MC} est active.

Le système MiniMed^{MC} 780G avec capteur Guardian^{MC} 4 ne nécessite pas de piqûres au doigt pour la calibration ou pour prendre des décisions relatives au traitement du diabète. Les décisions de traitement doivent être prises sur la base de la combinaison des lectures de GC et des flèches de tendances. Une piqûre au doigt pour vérifier la glycémie est nécessaire lorsque vous entrez pour la première fois dans la fonction SmartGuard^{MC}. Si les alertes de glucose et les lectures du CGM ne correspondent pas à vos symptômes ou attentes, utilisez un lecteur de glycémie pour prendre les décisions relatives au traitement du diabète.

La technologie de pompe n'est pas recommandée aux personnes ayant une vision ou une audition insuffisante pour reconnaître les signaux, les alertes ou les alarmes émis par la pompe. La technologie de pompe n'est pas recommandée aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rester en contact avec leur professionnel de la santé. L'innocuité du système MiniMed^{MC} 780G pour les femmes enceintes n'a pas été établie. Pour obtenir des renseignements complets sur le système, y compris des détails importants sur le produit et la sécurité, comme les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions associées au système et à ses composantes, veuillez consulter le guide de l'utilisateur approprié au <http://www.medtronicdiabete.ca/manueldutilisation780g>

Attention : Lorsque le système MiniMed^{MC} 780G n'utilise pas la fonction SmartGuard^{MC}, les fonctions de la pompe opèrent en mode manuel.

Medtronic

99, rue Hereford
Brampton (Ontario) L6Y 0R3
Numéro sans frais : 800 268 5346
Tél. : 905 460 3800

medtronicdiabete.ca

© 2023 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic, et la devise Concevoir l'extraordinaire sont des marques de commerce de Medtronic. Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK FASTCLIX, et ACCU-CHEK SOFTCLIX sont des marques de commerce de Medtronic Diabetes Care. UC202214242 EC Rev 02/2022 (US-PT-2100370) CA-DIB-0074-F 06/2023