

# La liberté que vous méritez

## Système MiniMed Paradigm® Veo™



### Une image complète 24 heures/24 et 7 jours/7

La première pompe à insuline qui mesure le glucose en continu avec un mécanisme d'arrêt automatique de l'administration d'insuline.

### Flexible et pratique

La Paradigm Veo vous offre davantage de bénéfices: débit basal minimal de 0,025 u/heure, alarmes rappelant les bolus repas oubliés, bolus max 75u, saisie des événements de la journée.

**Système MiniMed Paradigm® Veo™**  
*Plus de liberté. Moins de soucis.*

