



ONYX Catheter Adapter
For MARATHON

ONYXカテーテルアダプタ併用機器一覧

カテーテルアダプタ

カタログ番号	製品名	デッドスペース低減容量 (mL)	販売単位	包装
103-1207	ONYX カテーテルアダプタ	0.04	20個/箱	1個/袋

販売名: ONYXカテーテルアダプタ マラソン用
医療機器届出番号: 13B1X00261NV0001

併用カテーテル

カタログ番号	製品名	全長/有効長 (cm)	外径 近位/遠位端 (Fr.)	最小カテーテル内径 (inch)	先端柔軟長 (cm)	デッドスペース (mL)	アダプタ装着後のデッドスペース (mL)
105-5056	マラソンN	170/165	2.7/1.5	0.012	25	0.23	0.19

販売名: マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 21800BZY10005000


ONYX™ 液体塞栓システム LD

カタログ番号	製品名	ONYX™ バイアル	DMSOバイアル
105-7100-060	オニックス™ 18	1本 (1.5mL)	1本 (1.5mL)
105-7100-080	オニックス™ 34	1本 (1.5mL)	1本 (1.5mL)

※オニックス™ は承認条件に適合し、登録された施設のみに出荷可能です。

販売名: ONYX液体塞栓システムLD
医療機器承認番号: 22000BZY00026000

■ Onyx用シリンジとカテーテルに装着した時の画像



使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

Medtronic

製造販売元: 日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp

©2019 Medtronic.

NV253
ct-le-adapter
v2.1905.1500.sp