



# Vital Vue™

## instrumento quirúrgico 3 en 1

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Código	Descripción	Cantidad por caja de envío
8886 827906	Punta de bulbo	5
8886 828006	Punta de bulbo extendida	"
8886 828106	Punta fina extendida	"
8886 828206	Punta metálica extendida	"
8886 828306	Punta metálica extendida extralarga	"

### COMPONENTE

	Color	Material
Cilindro	Azul	Polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad
Sonda de succión	Transparente	PVC
Funda de sonda óptica	Blanco	Silicona

### ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Fuente de luz	Conector UE 2 patillas 220 v
Bombilla halógena	8 transformadas a 8 voltios a través del alimentador Vital Vue™
Longitud de la sonda	3,6 m
Longitud del yankauer	30 cm

### ENVASADO (APLICABLE A TODOS LOS CÓDIGOS)

	Material	Cdad.
Caja de envío	Cartón corrugado	5 unidades por caja de envío
Envasado interior	Bolsas Tyvek transparentes	Cada bolsa contiene 1 instrumento

### INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Peso (kg)	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja de envío x 200	4	L 520 x W 190 x D 230

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Estéril, un solo uso	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de conservación	5 años
Conformidad	Conforme a RoHS IEC 60601-1
Contiene látex	

**IMPORTANTE:** Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2020. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 20-weu-vital-vue-tech-sheet-es-4732480

**Medtronic**  
Further, Together