



Endobag™

Sistema de Recogida de Muestras

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
250-30	Endobag™ Sistema de Recogida de Muestras de 3" x 6" cm, longitud del eje de 20,9 cm	20
250-40	Endobag™ Sistema de Recogida de Muestras de 5" x 8" cm, longitud del eje de 20,9 cm	20

MATERIALES DE FABRICACIÓN

ABS, poliuretano

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Tamaño de caja interna (mm)
250-30	278 x 146 x 295 (largo x ancho x alto)
250-40	278 x 146 x 295 (largo x ancho x alto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Radiación
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIa de acuerdo con la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

IMPORTANTE: consulte el prospecto para conocer las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas.

© Medtronic 2018. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 18-weu-endobag-tech-sheet-es-2338468

Medtronic
Further, Together