



Endo-Close™

dispositivo de cierre del punto de trocar

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Código	Descripción	Cantidad por caja
173022	Dispositivo de cierre del punto de trocar Endo Close™	12

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Policarbonato GE LEXAN, 302, acero inoxidable 304, acero inoxidable 17-7 PH, nailon de color natural

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja interna	257 × 118 × 149 (largo × ancho × alto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIa de acuerdo con la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 17-weu-endo-close-trocar-tech-sheet-es-1515887

Medtronic
Further, Together