



EndoCatch™ Gold

bolsa de recogida de muestras

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
173050G	Endo Catch™ Gold 10 mm, bolsa para muestras de 2,5" x 6", capacidad volumétrica de 190 cc, longitud del eje de 29,5 cm	6

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Acero inoxidable 303, 304, policarbonato 20 % vidrio, PTFE, policarbonato Ge Lexan, durómetro de caucho/silicona, polipropileno rojo, Tinel Bb, Rnf 150, poliuretano

INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Tamaño de caja interna (mm)
173050G	152 x 111 x 562 (largo x ancho x alto)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIa de acuerdo con la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

IMPORTANTE: consulte el prospecto para conocer las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas.

© Medtronic 2018. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 18-weu-endocatch-gold-tech-sheet-es-2445411

Medtronic
Further, Together