


# Surgiwand™ II

## Dispositivo de aspiración/ irrigación de 5 mm para cauterio



### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
178081	Surgiwand™ II 5 mm, Dispositivo de aspiración/irrigación sin sonda para uso con el sistema de bomba de nitrógeno	3
178083	Surgiwand™ II 5 mm, Dispositivo de aspiración/irrigación con sonda para sistema de alimentación por gravedad	3
178091	Surgiwand™ II 5 mm, Dispositivo de aspiración/irrigación con cauterio y punta con gancho en L sin sonda para uso con el sistema de bomba de nitrógeno	3
178093	Surgiwand™ II 5 mm, Dispositivo de aspiración/irrigación con cauterio, punta con gancho en L y sonda para el sistema de alimentación por gravedad	3
178094	Surgiwand™ II 5 mm, Dispositivo de aspiración/irrigación con cauterio, punta de espátula y sonda para el sistema de alimentación por gravedad	3
178099	Surgiwand™ II 5 mm, Dispositivo de aspiración/irrigación con cauterio y punta de espátula sin sonda para el uso con el sistema de bomba de nitrógeno	3

### INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Tamaño de caja de envío (mm)	Tamaño de caja interna (mm)
178081	149 × 131 × 626 (largo × ancho × alto)	119 × 44 × 611 (largo × ancho × alto)
178083	226 × 205 × 618 (largo × ancho × alto)	217 × 64 × 607 (largo × ancho × alto)
178091	149 × 131 × 626 (largo × ancho × alto)	119 × 44 × 611 (largo × ancho × alto)
178093	226 × 205 × 618 (largo × ancho × alto)	217 × 64 × 607 (largo × ancho × alto)
178094	226 × 205 × 618 (largo × ancho × alto)	217 × 64 × 607 (largo × ancho × alto)
178099	149 × 131 × 626 (largo × ancho × alto)	119 × 44 × 611 (largo × ancho × alto)

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

ABS, GE blanco, acero inoxidable 302, 304 y 430, policarbonato, GE LEXAN, PVC Alpha, policarbonato Dow Megarad, polipropileno blanco, compuesto de PVC Colorite Unichem, elastómero Monsanto Santoprene y Fraton

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
DEHP	(contiene)
Método de esterilización	Radiación
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Ila de acuerdo con la Directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE, anexo II no incluido (4)

**IMPORTANTE:** Consulte el prospecto para conocer las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones completas.

© Medtronic 2021. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de la empresa de Medtronic. EMEA-AI-2000016 - 20-weu-surgiwand-tech-sheet-es-4749816

**Medtronic**  
Further, Together