



V-Loc™ 180

dispositivo de cierre de heridas

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Estructura	Monofilamento con púas unidireccional
Tipo de sutura	Absorbible a largo plazo
Composición	Poligliconato copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno
Color	Verde, transparente
Resistencia a la tracción	7 días, 80% 14 días, 75% 21 días, 65%
Perfil de absorción	180 días
Tamaños	4-0, 3-0, 2-0, 0
Indicaciones	Los dispositivos absorbentes V-Loc™ 180 están indicados para una aproximación de los tejidos blandos cuando sea adecuado el uso de una sutura absorbente.
Contraindicaciones	El uso del dispositivo de cierre de heridas absorbente V-Loc™ 180 está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a los componentes. El dispositivo de cierre de heridas absorbente V-Loc™ 180 no debe utilizarse cuando sea necesario una aproximación prolongada (más de 3 semanas) de tejidos bajo presión, para prótesis cardiovasculares permanentes, ni para injertos sintéticos. El dispositivo de cierre de heridas absorbente V-Loc™ 180 no debe utilizarse para patrones de sutura ininterrumpidos. El dispositivo de cierre de heridas absorbente V-Loc™ 180 no debe utilizarse mediante nudos quirúrgicos de atadura. El dispositivo de cierre de heridas absorbente V-Loc™ 180 no debe utilizarse para unir venas ni estructuras luminales.
Cantidad por caja	1 docena

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los códigos V-Loc™ 180 se pueden identificar con códigos que empiezan por:
VLOCL

Para obtener más información, visite
medtronic.eu/product-catalog

IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© 2017 Medtronic. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.
17-weu-v-loc-180-tech-sheet-es-1858706

Medtronic
Further, Together