

# V-Loc™ PBT

## dispositivo de cierre de heridas



### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Estructura	Monofilamento con púas unidireccional
Tipo de sutura	Permanente
Composición	Polibutester
Color	Azul
Resistencia a la tracción	Permanente
Perfil de absorción	Permanente
Tamaños	3-0, 2-0, 0, 1
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles V-Loc™ PBT están indicados para la aproximación de tejidos blandos.
Contraindicaciones	El uso del dispositivo de cierre de heridas no absorbible V-Loc™ PBT está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a los componentes. El dispositivo de cierre de heridas no absorbible V-Loc™ PBT no debe utilizarse para patrones de sutura interrumpidos. El dispositivo de cierre de heridas no absorbible V-Loc™ PBT no debe utilizarse mediante nudos quirúrgicos de atadura. El dispositivo de cierre de heridas no absorbible V-Loc™ PBT no debe utilizarse para unir venas ni estructuras lumbinales.
Cantidad por caja	1 docena

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los códigos V-Loc™ PBT se pueden identificar con códigos que empiezan por:  
**VLOCN**

Para obtener más información, visite  
[medtronic.eu/product-catalog](https://www.medtronic.eu/product-catalog)

**IMPORTANTE:** Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 17-weu-v-loc-pbt-tech-sheet-es-1858945

**Medtronic**  
Further, Together