

MONITOREAR SU RESPIRACIÓN IMPORTA ENCUENTRE AQUÍ EL PORQUÉ.

Capnógrafo Microstream™



Monitorear la respiración puede ayudar a salvar vidas.

El monitoreo de la respiración, o capnografía, mide cuánto respira. Algunos medicamentos pueden hacer que la respiración y la frecuencia cardíaca sean más lentas. Si eso sucede, una alarma avisará al médico o al enfermero que deben acudir a ayudarlo.

Cómo funciona el monitoreo de la respiración

Los tubos de plástico que debe usar en el rostro están conectados al monitor de un capnógrafo. El monitor mide la respiración cada vez que usted exhala. Una alarma avisará al médico o al enfermero si su respiración:

- Se vuelve superficial.
- Se acelera.
- Se vuelve más lenta.

Por qué es importante el sensor que se encuentra sobre la boca

El sensor que se encuentra sobre la boca monitorea la respiración de la boca. Las sondas en la nariz miden la respiración de la nariz. Por lo tanto, así pase de respirar por la nariz a respirar por la boca, siempre estará monitoreado.

Las alarmas son ruidosas, pero necesarias

Las alarmas avisan al médico o al enfermero si la respiración cambia. Utilice las alarmas como recordatorio de respirar profundo.

Beber líquidos mientras se monitorea la respiración

Tomar sorbos de agua o comer pedacitos de hielo no interfiere con el monitoreo de la respiración. Sin embargo, el médico o el enfermero le avisarán cuando sea adecuado hacerlo.

Por cuánto tiempo se monitoreará la respiración

El tiempo de monitoreo varía según cada paciente. Por lo general, lo controlarán hasta que el médico crea que la respiración es estable.



Visite [VerifyEveryBreath.com](https://www.verifyeverybreath.com) para obtener más información sobre por qué el monitoreo con el capnógrafo Microstream™ es importante.

© 2017, 2020 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic, y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de la compañía Medtronic.
03/2020-16-PM-0282a(2)-[WF#2159518]

6135 Gunbarrel Avenue
Boulder, CO 80301

800.635.5267

[medtronic.com/covidien](https://www.medtronic.com/covidien)

Medtronic
Further.Together