



Medtronic

ARRIVE™

GEFLOCHTENE TRANSSEPTALE SCHLEUSE

Optionen


- Vier Kurvenkrümmungen/zwei Längen zur Abstimmung auf die Anatomie Ihrer Patienten

Funktion

- Eine einzige Schleuse für die transseptale Punktion und die Katheterplatzierung

Stabilität

- Ausgezeichnete Katheterunterstützung, damit der Gewebekontakt während der Ablation aufrecht erhalten wird



Schleuse

- Atraumatische Spitze reduziert kollateralen Gewebeschaden
- Röntgendichte Markierungen erhöhen die Sichtbarkeit unter Röntgendurchleuchtung
- Seitenlöcher ermöglichen kontinuierliche Flüssigkeitsinfusion
- Geflochtener Schaft sorgt für 1:1-Drehbewegung



- Seitlicher Anschluss ermöglicht die Infusion von Flüssigkeiten, Entnahme von Blutproben und Blutdrucküberwachung

Dilatator

- Übergang von Dilatator zu Schleuse sorgt für problemlosen septalen Zugang

Hämostaseventil

- Ermöglicht das ungehinderte Einführen und den Austausch von Kathetern und Führungsdrähten
- Verhindert das Eindringen von Luft und minimiert den Blutverlust

Bestellinformationen nach Länge und Kurvenkrümmung

	990061 (61 cm)	990079 (79 cm)
55 Grad	990061-055	990079-055
70 Grad	990061-070	990079-070
90 Grad	990061-090	990079-090
120 Grad	990061-120	990079-120

www.medtronic.eu

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Telefon: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

Deutschland

Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
DE-40670 Meerbusch
duesseldorf@medtronic.com
www.medtronic.de
Telefon: +49 (0)2159 81 49 0
Telefax: +49 (0)2159 81 49 100

Österreich

Medtronic Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96
AT-1200 Wien
vienna@medtronic.com
www.medtronic.at
Telefon: +43 (0)1 240 44 0
Telefax: +43 (0)1 240 44 100

Schweiz

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Telefon: +41 (0)31 868 01 00
Telefax: +41 (0)31 868 01 99