

MENÜ-ÜBERSICHT MINIMED® 640G

bei eingeschalteter Sensorfunktion



| |
|----------------------|
| Insulineinstellungen |
| Audio Einstellungen |
| Speicher |
| Reservoir & Set |
| Insulineinstellungen |
| Sensoreinstellungen |
| Ereignismarker |
| Erinnerungen |
| Zusatzfunktionen |

| |
|-------------------------|
| Sensoreinstellungen |
| Sensor |
| Sensor-Verbindungen |
| Warnm. stumm |
| Hoch-Einstellungen |
| Niedrin-Einstell. |
| Kalibrieren |
| Auto-Kalibrieren |
| Erinnerungen |
| Persönlich |
| BZ nach Bolus |
| Verpasster Mahlz.-Bolus |
| Reservoir niedrig |
| Set-Wechsel |
| Kalibrierung |

| |
|---------------------|
| Abgabe unterbrechen |
|---------------------|

| |
|-----------------|
| Speicher |
| Zusammenfassung |
| Tagesspeicher |
| Alarmspeicher |
| SG-Verlauf |
| ISIG-Speicher |

| |
|---------------------|
| Audio Einstellungen |
| Audio |
| Audio & Vibration |
| Vibration |
| Lautstärke |

| |
|-----------------|
| Reservoir & Set |
| Neues Reservoir |
| Kanüle füllen |

| |
|-------------------------|
| Insulineinstellungen |
| BolusExpert Einstellung |
| Basalprofile einstellen |
| Voreingestell. Temp. BR |
| Voreingestellter Bolus |
| Dual/Verlängerter Bolus |
| Bolus-Schrittgröße |
| Max. Basal/Bolus |
| Easy-Bolus |
| Auto-Stopp |
| Bolus-Tempo |

| |
|----------------|
| Ereignismarker |
| BZ |
| Injektion |
| Nahrung |
| Bewegung |
| Sonstige |

| |
|------------------|
| Zusatzfunktionen |
| Flugmodus |
| Displayoptionen |
| Zeit & Datum |
| Fern-Bolus |
| Funktionssperre |
| Selbsttest |
| KH-Einheit |
| Einstellungen |
| Sensor-Demo |
| Geräteoptionen |
| Sprache |