


CAROTID GUARDWIRE™ PS

A Protection System

EZ Adaptorは、ノブのワンターンで、GuardWire™の固定・密閉とインフレーションポートの開閉が行えます。


- EZ Adaptorテクノロジーにより操作手順が簡単になりました。
- Carotid GuardWire™ PSの装着が容易になりました。
- 使用時におけるアダプターの安定性が向上しました。




Medtronic
Further, Together

Carotid GUARDWIRE™ PS

A Protection System



CROSSING PROFILE



ORDERING INFORMATION

Product Code (JAN Code)	Product Name	Guard Wire O.D. (in.)	Balloon Usable Length (cm)	Balloon Occlusion Diam. (mm)	Distal Tip Length (cm)	Balloon Profile (in.)	Aspiration Catheter
GEZC6200JADV (0643169463974)	Carotid GuardWire 200 ADVANCE	0.014	200	3.0-6.0	2.5	0.036	Advance 6F
GEZC6200J7F (0613994808646)	Carotid GuardWire 200 EPT7F	0.014	200	3.0-6.0	2.5	0.036	Export 7F
GEZC6300JADV (0643169463981)	Carotid GuardWire 300 ADVANCE	0.014	300	3.0-6.0	2.5	0.036	Advance 6F

販売名:ガードワイヤ・プロテクションシステム
医療機器承認番号:22200BZX00698000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ペリフェラルバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel:03-6776-0014

medtronic.co.jp

札幌支店	〒060-0005	札幌市中央区北五条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 17階	Tel. 011(271)0681(代)
仙台支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー 10階	Tel. 022(711)6657(代)
関東支店	〒330-6017	さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 17階	Tel. 048(600)0671(代)
東京支店	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70	Tel. 03(6774)4604(代)
横浜支店	〒220-8143	横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー 43階	Tel. 045(681)7021(代)
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄2-9-15 三井住友海上名古屋しらかわビル 9階	Tel. 052(220)6446(代)
京都支店	〒604-8161	京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル 5階	Tel. 075(212)2921(代)
大阪支店	〒553-0003	大阪市福島区福島7-20-1 KM西梅田ビル 7階	Tel. 06(6457)1261(代)
広島支店	〒730-0021	広島市中区胡町4-21 朝日生命広島胡町ビル 8階	Tel. 082(245)7958(代)
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勸博多駅前ビル 3階	Tel. 092(473)1616(代)

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。