

LET
THE ADMIRAL
LEAD
THE WAY



Admiral Xtreme

PTA Balloon Catheter OTW 0.035"

Medtronic
Further, Together

Admiral Xtreme

PTA Balloon Catheter OTW 0.035"

Ordering Information

カタログ番号 シャフト有効長 80cm	カタログ番号 シャフト有効長 130cm	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	適合シース サイズ (F)	RBP (気圧)
SBI 040 020 080	SBI 040 020 130	4	20	5	18
SBI 040 040 080	SBI 040 040 130	4	40	5	18
SBI 040 150 080	SBI 040 150 130	4	150	5	14
SBI 040 200 080	SBI 040 200 130	4	200	5	14
SBI 040 250 080	SBI 040 250 130	4	250	5	14
SBI 040 300 080	SBI 040 300 130	4	300	5	14
SBI 050 020 080	SBI 050 020 130	5	20	5	17
SBI 050 040 080	SBI 050 040 130	5	40	5	17
SBI 050 080 080	SBI 050 080 130	5	80	5	15
SBI 050 120 080	SBI 050 120 130*	5	120	5	15
SBI 050 150 080	SBI 050 150 130	5	150	5	14
SBI 050 200 080	SBI 050 200 130	5	200	5	14
SBI 050 250 080	SBI 050 250 130	5	250	5	14
SBI 050 300 080	SBI 050 300 130	5	300	6	14
SBI 060 020 080	SBI 060 020 130	6	20	5	17
SBI 060 040 080	SBI 060 040 130	6	40	5	17
SBI 060 080 080	SBI 060 080 130	6	80	5	15
SBI 060 120 080	SBI 060 120 130*	6	120	5	15
SBI 060 150 080	SBI 060 150 130	6	150	5	12
SBI 060 200 080	SBI 060 200 130	6	200	6	12
SBI 060 250 080	SBI 060 250 130	6	250	6	12
SBI 060 300 080	SBI 060 300 130	6	300	6	12
SBI 070 020 080	SBI 070 020 130	7	20	5	16
SBI 070 040 080	SBI 070 040 130	7	40	5	16
SBI 070 080 080	SBI 070 080 130	7	80	5	14
SBI 070 120 080*	SBI 070 120 130*	7	120	6	12
SBI 070 150 080*	SBI 070 150 130*	7	150	6	12
SBI 070 200 080*	SBI 070 200 130*	7	200	6	12
SBI 070 250 080*	SBI 070 250 130*	7	250	6	12
SBI 080 020 080	SBI 080 020 130	8	20	6	14
SBI 080 040 080	SBI 080 040 130	8	40	6	14
SBI 080 080 080	SBI 080 080 130*	8	80	6	11
SBI 090 020 080	SBI 090 020 130*	9	20	6	14
SBI 090 040 080	SBI 090 040 130	9	40	6	14
SBI 090 080 080*	SBI 090 080 130*	9	80	6	11
SBI 100 020 080	SBI 100 020 130	10	20	6	11
SBI 100 040 080	SBI 100 040 130	10	40	6	11
SBI 120 020 080	SBI 120 020 130	12	20	7	11
SBI 120 040 080	SBI 120 040 130	12	40	7	11

*につきましては弊社営業担当者にお問い合わせ下さい

Technical Specifications

カテーテルデザイン	Over the Wire (OTW)
バルーン素材	FLEXITEC™ Xtreme
バルーンコーティング	LFC 親水性コーティング
バルーンマーカー	2マーカー (埋込型プラチナイリジウム)
シャフト径	5F-6F
シャフト有効長	80, 130cm
適合ガイドワイヤー	0.035 "

販売名:インバテックPTAバルーンカテーテル-3
医療機器承認番号:22100BZX00568000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ペリフェラルバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel:03-6776-0014

medtronic.co.jp

札幌支店	〒060-0005 札幌市中央区北五条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 17階	Tel. 011(271)0681(代)
仙台支店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー 10階	Tel. 022(711)6657(代)
関東支店	〒330-6017 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクセス・タワー 17階	Tel. 048(600)0671(代)
東京支店	〒108-0075 東京都港区港南1-2-70	Tel. 03(6774)4604(代)
横浜支店	〒220-8143 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー 43階	Tel. 045(681)7021(代)
名古屋支店	〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 三井住友海上名古屋しらかわビル 9階	Tel. 052(220)6446(代)
京都支店	〒604-8161 京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル 5階	Tel. 075(212)2921(代)
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島7-20-1 KM西梅田ビル 7階	Tel. 06(6457)1261(代)
広島支店	〒730-0021 広島市中区胡町4-21 朝日生命広島胡町ビル 8階	Tel. 082(245)7958(代)
九州支店	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勸博多駅前ビル 3階	Tel. 092(473)1616(代)

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。