

PACIFIC™ PLUS

PTA Catheter OTW 0.018"



EXCELLENT CROSSABILITY TO IMPROVE LESION CROSSING

- 親水性コーティングにより優れたCrossabilityを実現
- Low profile tipで高いCrossabilityを発揮



ORDERING INFORMATION

カタログ番号 シャフト有効長 90cm	カタログ番号 シャフト有効長 130cm	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	適合シース サイズ (F)	Nominal Pressure (気圧)	RBP (気圧)
PCE 020 020 090	PCE 020 020 130	2.00	20	4	8	22
PCE 020 040 090	PCE 020 040 130	2.00	40	4	8	22
PCE 020 060 090	PCE 020 060 130	2.00	60	4	8	22
PCE 020 080 090	PCE 020 080 130	2.00	80	4	8	22
PCE 020 120 090	PCE 020 120 130	2.00	120	4	8	22
PCE 020 150 090	PCE 020 150 130	2.00	150	4	8	22
PCE 025 020 090	PCE 025 020 130	2.50	20	4	8	16
PCE 025 040 090	PCE 025 040 130	2.50	40	4	8	16
PCE 025 060 090	PCE 025 060 130	2.50	60	4	8	16
PCE 025 080 090	PCE 025 080 130	2.50	80	4	8	16
PCE 025 120 090	PCE 025 120 130	2.50	120	4	8	16
PCE 025 150 090	PCE 025 150 130	2.50	150	4	8	16
PCE 030 020 090	PCE 030 020 130	3.00	20	4	8	16
PCE 030 040 090	PCE 030 040 130	3.00	40	4	8	16
PCE 030 060 090	PCE 030 060 130	3.00	60	4	8	16
PCE 030 080 090	PCE 030 080 130	3.00	80	4	8	16
PCE 030 120 090	PCE 030 120 130	3.00	120	4	8	16
PCE 030 150 090	PCE 030 150 130	3.00	150	4	8	16
PCE 035 020 090	PCE 035 020 130	3.50	20	4	8	16
PCE 035 040 090	PCE 035 040 130	3.50	40	4	8	16
PCE 035 060 090	PCE 035 060 130	3.50	60	4	8	16
PCE 035 080 090	PCE 035 080 130	3.50	80	4	8	16
PCE 035 120 090	PCE 035 120 130	3.50	120	4	8	16
PCE 035 150 090	PCE 035 150 130	3.50	150	4	8	16
PCE 040 020 090	PCE 040 020 130	4.00	20	4	8	14
PCE 040 040 090	PCE 040 040 130	4.00	40	4	8	14
PCE 040 060 090	PCE 040 060 130	4.00	60	4	8	14
PCE 040 080 090	PCE 040 080 130	4.00	80	4	8	14
PCE 040 120 090	PCE 040 120 130	4.00	120	4	8	14
PCE 050 020 090	PCE 050 020 130	5.00	20	4	8	14
PCE 050 040 090	PCE 050 040 130	5.00	40	4	8	14
PCE 050 060 090	PCE 050 060 130	5.00	60	4	8	14
PCE 050 080 090	PCE 050 080 130	5.00	80	4	8	14
PCE 050 120 090	PCE 050 120 130	5.00	120	4	8	14
PCE 060 020 090	PCE 060 020 130	6.00	20	4	8	14
PCE 060 040 090	PCE 060 040 130	6.00	40	4	8	14
PCE 060 060 090	PCE 060 060 130	6.00	60	4	8	14
PCE 060 080 090	PCE 060 080 130	6.00	80	4	8	14
PCE 060 120 090	PCE 060 120 130	7.00	120	4	8	14
PCE 070 020 090	PCE 070 020 130	7.00	20	4	8	12
PCE 070 040 090	PCE 070 040 130	7.00	40	4	8	12
PCE 070 060 090	PCE 070 060 130	7.00	60	4	8	12
PCE 070 080 090	PCE 070 080 130	7.00	80	5	8	12
PCE 070 120 090	PCE 070 120 130	7.00	120	5	8	12

*販売モデルにつきましては弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

TECHNICAL SPECIFICATIONS

カテーテルデザイン	Over the Wire (OTW)、 Coaxial Shaft
バルーンコーティング	親水性コーティング
バルーンマーカー	2マーカー (埋込型プラチナイリジウム)
シャフト径	4.0F
シャフト有効長	90、130cm
適合ガイドワイヤー	0.018"

販売名: Pacific Plus PTA/バルーンカテーテル
医療機器承認番号: 22600BZX00438000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ペリフェラルバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6776-0014

medtronic.co.jp

札幌支店	〒060-0005	札幌市中央区北五条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 17階	Tel. 011(271)0681(代)
仙台支店	〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー 10階	Tel. 022(711)6657(代)
関東支店	〒330-6017	さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 17階	Tel. 048(600)0671(代)
東京支店	〒108-0075	東京都港区港南1-2-70	Tel. 03(6774)4604(代)
横浜支店	〒220-8143	横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー 43階	Tel. 045(681)7021(代)
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄2-9-15 三井住友海上名古屋しらかわビル 9階	Tel. 052(220)6446(代)
京都支店	〒604-8161	京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル 5階	Tel. 075(212)2921(代)
大阪支店	〒553-0003	大阪市福島区福島7-20-1 KM西梅田ビル 7階	Tel. 06(6457)1261(代)
広島支店	〒730-0021	広島市中区胡町4-21 朝日生命広島胡町ビル 8階	Tel. 082(245)7958(代)
九州支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勸博多駅前ビル 3階	Tel. 092(473)1616(代)

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。