


選べるクリップ



エンドクリップ™
Single Use Clip Applier

Medtronic

エンドクリップ™ ※1



チタン製クリップが内蔵されており、血管や組織の結紮に使用されます。片手操作が可能です。

製品コード	製品名	カラー
176625	エンドクリップ™ L	

エンドクリップ™ II ML ※2



術中胆道造影の際、カテーテルを固定するためのハーフクリップ機能がついています。

製品コード	製品名	カラー
176657	エンドクリップ™ II ML	

閉鎖段階



閉鎖前



ハーフクリップ



閉鎖後

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

※1 販売名: エンドクリップ 10mm
医療機器承認番号: 22100BZX00142000
クラス: III

※2 販売名: エンドクリップ II ML
医療機器承認番号: 22100BZX00182000
クラス: III

©2020 Medtronic.

ct-ai-cl-ecli(02)
2010.pdf.es.y