


Where intuition meets precision


プレミアム サージクリップ™
Single use automatic clip appliers



プレミアム サージクリップ™ Single use automatic clip appliers

インターロックセーフティー機構

クリップがなくなるとハンドルが握れません。空打ちによる組織の損傷が防止されます。



クリップサイズ



製品コード	製品名	全長	クリップ数	カラー
134048	プレミアム サージクリップ™ L-13.0	13.0インチ (約33cm)	15	■

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: プレミアム サージクリップ 医療機器承認番号: 22100BZX00140000 クラス: III

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2023 Medtronic. Medtronic 及び Medtronic ロゴマークは、Medtronic の商標です。TM を付記した商標は、Medtronic company の商標です。

ct-ai-cl-psc(03)
2308.fk.SI-A1266