


WHERE INTUITION  
**MEETS PRECISION**



**プレミアム サージクリップ™ II**  
Single Use Automatic Clip Appliers

**Medtronic**

## ■ プレミアム サージクリップ™ II



### アゴ部の強度アップ

狙った部位をより安定に結紮します。

### クリップが30発入り(M-11.5)

コストパフォーマンスに優れています。



### 切り替え可能なラチェット機構

手元のスイッチでラチェット機構のON/OFFが選択できます。



### より長いシャフト

深部での操作を容易にします。

### ステابلサイズ



### プラスチックコーティングされたシャフト下部

アトラウマティックで組織に余計なダメージを与えません。

製品コード	製品名	全長	クリップ数	カラー
134051	プレミアム サージクリップ™ II M -9.75	9.75 インチ (約25cm)	20	■
134053	プレミアム サージクリップ™ II M -11.5	11.5 インチ (約29cm)	30	■

**Medtronic**

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

販売名: プレミアム サージクリップ II  
医療機器承認番号: 22100BZX00175000  
クラス: III

ct-ai-cl-pscii(01)  
1801.pdf.es.y