

より高いパフォーマンスを
目指した
Sサイズクリップ



プレミアム サージクリップ™ III S-9.0

Medtronic

ALL BECAUSE OF YOU

プレミアム サージクリップ™ III S-9.0 は一貫性のある手術の実現をサポートします

アゴのデザイン

- オリジナルタイプよりもアゴが強化され、横からの負荷によるクリップの脱落を防止¹
- マット仕上げのためクリップを認識しやすい



プレミアム
サージクリップ™ III S



オリジナル プレミアム
サージクリップ™ III S

ラチェット機構

- 感触と音のフィードバックがある

エルゴノミックハンドル

- ハンドルは握りやすく、スムーズな打針が可能
- ハンドル部に加工がされており、打針時の滑りを防止



クリップ供給メカニズム

- 固定されたアウターチャネルにより無駄な動きが減少し、従来タイプと比較して安定性が向上¹

クリップカウントインジケーター

- 透明なカバーで直視でき、イエローフォロワーによりクリップの残数が確認できる

クリップのデザイン

- オリジナルタイプよりも結紮力が高い¹



プレミアム
サージクリップ™ III S



オリジナル プレミアム
サージクリップ™ III S

ORDERING INFORMATION

製品コード	製品名	全長	クリップ数
133650	プレミアム サージクリップ™ III S-9.0	約25cm	20

1. Based on internal engineering test report OCS-120, Analysis of 510(k) & DQA testing to support claims. Dec. 12, 2014

※使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：プレミアム サージクリップ III
医療機器承認番号：22800BZX00275000
クラス：III

販売名：プレミアム サージクリップ
医療機器承認番号：22100BZX00140000
クラス：III
※ 販売終了

©2020 Medtronic

ct-ai-cl-psciiii(03)
2010.pdf.cry