



**OPTIMIZED
PROTECTION**



サージスリーブ™

Medtronic

- 術野を大きく広げます。
- 創感染予防に貢献します。



- やわらかいブルーのリングは、均一に力がかかり巻きやすくなっています。
- リングの外側に効果的に力がかかり、術野を大きく広げます。

エンドキャッチ™と同じ素材を使用しており、創縁をしっかり保護できます。

グレーのリングはしなやかで、切開創に挿入しやすく、取り外しも簡便です。

リトラクションリング

ブルーリングに装着して使用し、開創力を高めます。



リトラクションリングなし



リトラクションリング装着時

製品コード	製品名	サイズ	切開長
WPXSM24	サージスリーブ™ XS	XS	2-4 cm
WPSM256	サージスリーブ™ S	S	2.5-6cm
WPMD509	サージスリーブ™ M	M	5-9 cm
WPLGR914	サージスリーブ™ L (リトラクションリング付き)	L	9-14 cm
WPXLGR1117	サージスリーブ™ XL (リトラクションリング付き)	XL	11-17 cm

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel : 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名:サージスリーブ
医療機器認証番号:225AABZX00200000
クラス:II

ct-ai-wp-sgs(01)
1801.pdf.esy