

# WHICH ONE? VERSAONE FOR EVERYONE



VersaOne™ ブラントポート™ ブラントグリップ™

Medtronic

# 使いやすくシンプルなデザイン

## VersaOne™ ブラントポート™ ブラントグリップ™ は視野良好な透明カニューラ

### ■ 愛護的な刺入

トロカー先端が鈍なので、  
刺入の際に腹腔内臓器損傷の可能性を低減します。

### ■ クリアカニューラ

カニューラの先端まで透明になり、  
視認性を確保します。

### ■ 円錐形のブラントグリップ™

気密性が高く、気腹ガスの漏れを防ぎます。



#### ブラントな内筒

鈍な先端により、刺入時の  
組織損傷が減少



#### 透明な外筒

特徴的なシールシステムに  
より、スムーズな処置具や  
内視鏡の出し入れが可能



#### ブラントグリップ™

スプリンググリップにより、  
トロカー位置を容易に調整  
可能

製品コード	製品名	径	カニューラ長
BPT12STS	VersaOne™ ブラントポート™ ブラントグリップ™	12mm	100mm

## Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

販売名: VersaOneシリーズ  
医療機器認証番号: 223AABZX00099000  
クラス: II

ct-ai-tr-vobp(02)  
1801.pdf.esy