

このトロカーでやる




閉創アシスト機能付
オプティカルクロージャートロカー 12mm

Medtronic
Further, Together

第3世代トロカーは閉創アシスト機能付

ポート創の両側5mm一貫した※筋膜閉鎖をアシスト

オプティカルクロージャートロカーは気腹下での閉創状態確認を可能にします




ウインドウ付外筒

ガイド

ストッパー付スーチャーパッサー

自動調節シールを外しガイドを挿入したら閉創モードへ



※ Based on internal report #RE00079705, Fascial closure system bite size verification. Nov. 5, 2014.

製品コード	製品名	径	カニューラ長
ONB12STFCS	オプティカルクロージャートロカー 12mm	12mm	100mm
FCSPASS	FCSスーチャーパッサー	—	—

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: VersaOne Fascial Closure システム
医療機器認証番号: 302AABZX00012000
クラス: II

販売名: Fascia クロージングデバイス
医療機器届出番号: 13B1X00069US027A
クラス: I

©2020 Medtronic.

ct-ai-tr-oc(01)
2003.pdf.esy