


ENDURANCE UNDER PRESSURE

Fortrex™

0.035" OTW PTA Balloon Catheter



Medtronic
Further, Together

High Pressure Treatment for AV access lesions

Providing you with an AV access solution at the value you need.

Fortrex™ PTAバルーンカテーテルは、手技効率、通過性、バルーン拡張性にフォーカスしたバルーンです




通過性

- ワイヤーに対しよりタイトに追従する先端プロファイル
- 屈曲した血管に対するフレキシブルなシャフト

ハイプレッシャーバルーン

- 高圧でも形状を保持するバルーン素材及びデザイン
- 治療時に標的病変部を高圧で拡張



病変拡張時のFortrexバルーン

その他特長

- クイックなデフレーション

Fortrex™

0.035" OTW PTA Balloon Catheter

カタログ番号	シャフト有効長 (cm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	RBP (気圧)	適合シースサイズ
A35HPV04040040	40	4	40	24	6
A35HPV05020040	40	5	20	24	6
A35HPV05040040	40	5	40	24	6
A35HPV06020040	40	6	20	24	6
A35HPV06040040	40	6	40	24	6
A35HPV07020040	40	7	20	20	6
A35HPV07040040	40	7	40	20	6
A35HPV04040080	80	4	40	24	6
A35HPV05020080	80	5	20	24	6
A35HPV05040080	80	5	40	24	6
A35HPV05080080	80	5	80	24	6
A35HPV06020080	80	6	20	24	6
A35HPV06040080	80	6	40	24	6
A35HPV06080080	80	6	80	23	6
A35HPV07020080	80	7	20	20	6
A35HPV07040080	80	7	40	20	6
A35HPV08040080	80	8	40	20	6
A35HPV09040080	80	9	40	18	7
A35HPV10040080	80	10	40	16	7

Technical Specifications

カテーテルデザイン	Over the wire (OTW)
バルーン素材	ポリアミド
適合シース	6-7F
シャフト有効長	40, 80 cm
適合ガイドワイヤ	0.035"



販売名: Fortrex PTA バルーンカテーテル
医療機器承認番号: 22900BZX00054000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ペリフェラルバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

©2018, 2019 Medtronic.

PV-054-2
PNV0287