

CLEARVIEW®
CLEARVIEW® 冠動脈シャント

CLEARVIEW® INTRACORONARY SHUNT

ベベルチップ

先端が斜めに丸められた球状チップにより挿入と抜去が容易です

フレキシブルなシリコン素材

ボディ、チップとも柔軟性に富んだシリコン製で挿入・抜去時に冠動脈を傷つけにくい構造です

タグライン

ボディ中央よりややシフトした位置に設置されており、スムーズに抜去できます

放射線不透過

チップとタグは硫酸バリウム含有で、放射線による認識が可能です

サイズバリエーション

1.00mm～3.00mmまで1/4mmピッチで9種類のサイズバリエーションがあり、個々の吻合部位に合わせた微妙なサイジングが可能です

ORDERING INFORMATION

型番号	品名	チップ径	ボディ長
31100	CLEARVIEW 冠動脈シャント100	1.00mm	14mm
31125	CLEARVIEW 冠動脈シャント125	1.25mm	14mm
31150	CLEARVIEW 冠動脈シャント150	1.50mm	14mm
31175	CLEARVIEW 冠動脈シャント175	1.75mm	14mm
31200	CLEARVIEW 冠動脈シャント200	2.00mm	14mm
31225	CLEARVIEW 冠動脈シャント225	2.25mm	14mm
31250	CLEARVIEW 冠動脈シャント250	2.50mm	14mm
31275	CLEARVIEW 冠動脈シャント275	2.75mm	14mm
31300	CLEARVIEW 冠動脈シャント300	3.00mm	14mm

医療機器承認番号：21000BZY00071000

流量特性表





Figure 1




Figure 2




Figure 3

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ストラクチャルハート&エンドバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel:03-6776-0015

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。