


# ENABLING TECHNOLOGIES



**OCTOBASE™**  
Retractor System

**Medtronic**

# OCTOBASE™

## オクトベース システム

オクトベースシステムは、メドトロニック社製OPCAB用デバイスの装着固定が希望の位置に装着でき、心拍動下CABG中の視野確保を容易にするリトラクターシステムです。

### ■ オクトベース システム (本体)

メドトロニック社製OPCAB用デバイスの装着固定が可能です。




### ■ オクトベース スーチャーホルダー (ディスポ)

心膜吊り上げのためのリトラクションスーチャーを、迅速かつ容易に保持できるスーチャーホルダーに取替えて使用できます。



### ■ 4種類の交換式ブレード

オクトベース システムはブレードが交換できます。幅広鉤のフィックスタイプと四つ爪のシーベルタイプが用意されており、それぞれに30mm高と40mm高のものがあります。



## ORDERING INFORMATION

### OCTOBASE™ リトラクターシステム

型番号	品名	数量
28701	オクトベースシステム (本体)	1セット
28703	オクトベースシステム (シーベルSTD)	4点1セット入り
28704	オクトベースシステム (シーベルDEEP)	4点1セット入り
28705	オクトベースシステム (フィックスSTD)	2点1セット入り
28706	オクトベースシステム (フィックスDEEP)	2点1セット入り
28707	オクトベース スーチャーホルダー (ディスポーザブル)	2点1セット入り (滅菌済)

28701 ~ 28706  
販売名: オクトベースシステム  
医療機器届出番号: 13B1X00261CS0006  
28707のみ  
販売名: オクトベースシステム (スーチャーホルダー)  
医療機器承認番号: 21900BZX00039000


# Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ストラクチャルハート&エンドバスキュラー事業部  
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70  
Tel:03-6776-0015

medtronic.co.jp

総発売元

 株式会社 ユニメディック

本社: 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-6-28  
オクタス西天満ビル2階 Tel:06-6316-7330

東京営業所: 〒111-0042 東京都台東区寿1-8-1  
寿マンション1階 Tel:03-5828-7401

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。