



QUICKFLOW DPS™
Distal Perfusion System


Medtronic

QUICKFLOW DPS™ Distal Perfusion System ディスタルパーフュージョンシステム

心拍動下冠動脈バイパス術において、上行大動脈に留置したカニューレから脱血し、冠動脈目的部位への灌流量を確保します。パッケージ内には下記のものと同梱されており、迅速に冠灌流を施行できます。

マルチプル・チュービングセット


- 14G 大動脈ルートカニューレ
- 2.0mm 冠灌流カテーテル
- 2.0mm 冠灌流カテーテル
- 2.0mm 冠灌流カテーテル



ORDERING INFORMATION

型番号	品名
33100	ディスタルパーフュージョンシステム

医療機器承認番号：21500BZY00120000



Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ストラクチャルハート&エンドバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel:03-6776-0015

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。