

Medtronic

Goose Neck™ Snares

Nitinol shaft

for durability and kink resistance

- 弾力性と形状記憶に優れたニチノールの特性を活かしたキンクレジスタンス仕様です。
- 異物の回収やカテーテルのマニピュレーションに適したシャフトです。

90° Snare loop

remains coaxial to the lumen

- スネアループはカテーテルに対して90度に出ます。
- スネアループは管腔に対してコアキシャルとなり異物の回収を容易にします。

Gold tungsten coils

for enhanced visualization

- ゴールドタングステンは透視下で見やすく捕獲を向上させます。

Wide variety of sizes

for optimal fit

- 様々な血管にフィットするようサイズが揃えられています。
- 目標部位に最適なサイズを選ぶと、回収がより簡単にできます。



Ordering Information Goose Neck™ Snares

アンブラッツ グースネックスネア

カタログ番号	ループ外径 (mm)	スネア外径 (mm)	スネア全長 (cm)	スネアカテーテル外径 (F)	スネアカテーテル全長 (cm)
GN500	5	0.96	120	4	102
GN1000	10				
GN1500	15	1.32			
GN2500	25				
GN3500	35				

販売名：アンブラッツ グース ネック スネア

医療機器承認番号：20400BZY00112000

特定保険医療材料区分：血管内手術用カテーテル / 血管内異物除去用カテーテル / 大血管用

アンブラッツ グースネックスネア(マイクロ)

カタログ番号	ループ外径 (mm)	スネア外径 (mm)	スネア全長 (cm)	スネアカテーテル外径 (F)	スネアカテーテル全長 (cm)
SK200	2	0.46	175	2.3~3	150
SK400	4				
SK700	7				

販売名：アンブラッツ グース ネック スネア

医療機器承認番号：20400BZY00112000

特定保険医療材料区分：血管内手術用カテーテル / 血管内異物除去用カテーテル / 細血管用

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2018-2023 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

PV-290_1
PNV0326