


MEROCEL


メロセル サージカルスポンジ



Medtronic

スタンダードネイザルドレッシング

MEROCEL Standard Dressing



Nasal Standard (4.5cm)

カタログ番号	長さ	厚さ	高さ	材質	包装単位
400400	4.5cm	1.5cm	2.0cm	PVAC	20入
440400	4.5cm	1.5cm	2.0cm	PVAC、ひも付	10入

Nasal Standard (8.0cm)


カタログ番号	長さ	厚さ	高さ	材質	包装単位
400402	8.0cm	1.5cm	2.0cm	PVAC	20入
440402	8.0cm	1.5cm	2.0cm	PVAC、ひも付	10入

Nasal Standard (8.0cm、エアーチューブ付)

カタログ番号	長さ	厚さ	高さ	材質	包装単位
400410	8.0cm	1.5cm	2.0cm	PVAC	20入
440410	8.0cm	1.5cm	2.0cm	PVAC、ひも付	10入

ポープ エピスタクシスパッキング

Pope Epistaxis Packing



Epistaxis Packing

カタログ番号	長さ	厚さ	高さ	材質	包装単位
400406	10.0cm	1.5cm	2.5cm	PVAC	10入
440406	10.0cm	1.5cm	2.5cm	PVAC、ひも付	10入

スタクシースタット ネイザルパッキング

STAXI-STAT Nasal Packing



Epistaxis Packing

カタログ番号	材質	包装単位
400416	PVAC	10入

ポープイヤーウィック

MEROCEL Ear Wicks, Pope



カタログ番号	直径	長さ	材質	包装単位
400141	9mm	15mm	PVAC	50入
400146	9mm	24mm	PVAC	10入

シンドラーイヤーパック

MEROCEL Ear Packs, Schindler



カタログ番号	直径	長さ	材質	包装単位
400355	12mm	15mm	PVAC、ひも付	10入
400356	9mm	13mm	PVAC、ひも付	10入

Medtronic

製造販売業者
日本メドトロニック株式会社
ENT

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名:メロセル
医療機器届出番号:13B1X00261X00001

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2017, 2025 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及び Medtronic ロゴマークは、Medtronic の商標です。TM を付記した商標は、Medtronic company の商標です。
1218_ENT11122025A_1.0