


PIONEERING OTOLOGIC SOLUTIONS



Ventilation Tube

ベンチレーションチューブ 経鼓膜換気チューブ

Medtronic

術者ニーズに対応した ベンチレーションチューブ



Paparella Type Vent Tubes

*Designed by Michael M. Paparella, MD,
Minneapolis, MN*



インナーフランジにノッチ（切り込み）が入っており、鼓膜留置が可能です。把持をするタブ付きのタイプもあります。

| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | IFD | IDFis | 規格 | 包装単位 |
|---------|------------|------|------|-----|-------|-----|-------------|
| 1025005 | パパレラI型 | シリコン | 1.14 | 2.4 | 1.1 | 短期型 | 1箱 (5個入) |
| 1025001 | パパレラI型タブ付 | シリコン | 1.14 | 2.4 | 1.1 | 短期型 | 1箱 (5個入) |
| 1025045 | パパレラII型タブ付 | シリコン | 1.52 | 4.5 | 1.1 | 長期型 | 1箱 (5個入) |

Goode T-Tubes

*Designed by Richard L. Goode, MD,
Palo Alto, CA*



専用の挿入鉗子により、長期型を小さい鼓膜切開で留置できます。

| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | FL | L | 規格 | 包装単位 |
|---------|--------------|------|------|-----|------|-----|-------------|
| 1016010 | グットTチューブ | シリコン | 1.14 | 9.5 | 12.0 | 長期型 | 1箱 (5個入) |
| 1016035 | グットTチューブFIRM | シリコン | 1.14 | 9.4 | 12.0 | 長期型 | 1箱 (5個入) |

Modified Goode T-Tube

グットTチューブよりも内径が広く、閉塞のリスクを低減します。



| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | FL | L | 規格 | 包装単位 |
|---------|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 1016040 | グットTチューブ モディファイ | シリコン | 1.27 | 9.5 | 4.5 | 長期型 | 1箱 (5個入) |

Umbrella Ventilation Tube

内径が小さいアンブレラ形状です。把持・挿入を両立しています。



| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | L | 規格 | 包装単位 |
|---------|------------|------|------|-----|-----|-------------|
| 1016030 | アンブレラTチューブ | シリコン | 1.02 | 2.2 | 短期型 | 1箱 (5個入) |

Goode T-Grommet

*Designed by Richard L. Goode, MD,
Palo Alto, CA*

安定した鼓膜留置に使用します。



| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | FL | IFDis | 規格 | 包装単位 |
|---------|------------|------|------|-----|-------|-----|-------------|
| 1016020 | グットT-グロメット | シリコン | 1.27 | 8.1 | 2.5 | 長期型 | 1箱 (5個入) |

Armstrong Beveled Grommets

*Designed by Beverly W. Armstrong, MD,
Charlotte, NC*

鼓膜の傾斜にあわせた形状で、中耳腔内の観察ができます。



| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | IFD | 規格 | 包装単位 |
|---------|----------------|------|------|-----|-----|-------------|
| 1010055 | アームストロンググロメット型 | シリコン | 1.14 | 3.5 | 長期型 | 1箱 (5個入) |

Armstrong Beveled Straight Shanks

*Designed by Beverly W. Armstrong, MD,
Charlotte, NC*

グロメット型よりも把持・挿入が容易なストレートシャंक型で、短期留置に使用します。



| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | IFD | L | 規格 | 包装単位 |
|---------|----------------|------|------|-----|-----|-----|-------------|
| 1010040 | アームストロングストレート型 | シリコン | 1.14 | 3.6 | 7.9 | 短期型 | 1箱 (5個入) |

Shepard Grommets


長いテールで鼓膜への落ち込みリスクを低減します。



| カタログ番号 | 製品名 | 素材 | ID | IFD | 規格 | 包装単位 |
|---------|---------------------|------|------|-----|-----|-------------|
| 1028025 | シェパードグロメット型 テイル付 | シリコン | 1.14 | 2.3 | 短期型 | 1箱 (5個入) |



サイズの見方



* 単位=mm
 * 表記サイズは四捨五入した数値です
 * 製造上誤差が発生する可能性があります

ID = Inner Diameter
 OFD = Outer Flange Diameter
 IFD = Inner Flange Diameter

IFDis = Inner Flange Distance
 L = Length
 FL = Flange Length

Medtronic

製造販売業者

日本メドトロニック株式会社

ENT事業部

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 札幌支店 | TEL 011-271-0681 | FAX 011-271-0680 |
| 仙台支店 | TEL 022-711-6657 | FAX 022-711-1007 |
| 東京支店 | TEL 03-6774-4604 | FAX 03-6774-4775 |
| 名古屋支店 | TEL 052-220-6446 | FAX 052-222-8452 |
| 大阪支店 | TEL 06-6457-1261 | FAX 06-6457-1260 |
| 広島支店 | TEL 082-245-7958 | FAX 082-245-7945 |
| 九州支店 | TEL 092-473-1616 | FAX 092-473-1013 |

販売名: ベントチューブ

製造販売認証番号: 218008ZY10150000

販売名: ENTピストンフォーセプス

製造販売届出番号: 13B1X00261X00035

■使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

■寸法、形状等については、予告なく変更することがあります。

© Medtronic 2016. 1154 PRPG.ST.11042016.A / SHO-UGO-202008.1000

medtronic.co.jp