

Medtronic

Powering the
future of fixation

世界初の電動フィクセーション¹
ボタンひとつで 安定したタッキング

マックスタック™ 30タック入り

腹部ヘルニア修復術用電動フィクセーション

MaxTack™ motorized fixation device
with 30 absorbable tacks

吸収性が超えた、
非吸収性タックの固定力²

45°、60°、90°の角度で検証済み



90°の場合：

2 (自社製品比較)

x1.8

x2.1


x1.9

ProTack™

MaxTack™

ReliaTack™
Long

ReliaTack™
Standard



エルゴノミックデザイン


- 人間工学に基づいたハンドル形状

打針ボタン

- ボタンひとつでより良い操作性^{6,7}
- 最後まで一貫して同じ力でタッキング可能^{3,8}

LEDフィードバック機構

- LEDカラーとビープ音で状態確認が可能^{4,5}



操作性、固定力を求めたデザイン

- 直線型ハンドルにより操作性の向上^{6,7}




穿刺長6mm吸収性タック

- PGLAポリマー、1年以内に吸収
- 最初の25個：バイオレット、最後の5個：グリーン^{2,9}





小さな凹凸

- 位置決めが容易に可能^{3,5}



5mm径シャフト¹²



- ラージポア含む様々なメッシュに最適化されたスクリュタイプ^{10,11}

Ordering information

製品コード	製品名	1箱入数
MAXTACK30	マックスタック™ 30 タック入り	6個

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社
サージカル

Tel : 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：マックスタック
医療機器承認番号：30700BZX00098000
クラス：IV

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2025 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。



References
+
Website QR Code

ct-hn-fi-maxt (01)
2505.iH.SI-A1999