


**DESIGNED  
TO DELIVER**



**Rebar18™**  
Micro Catheter

**Medtronic**  
Further, Together

Rebar18™  
Micro Catheter

# Designed To Deliver

Rebar18™は、遠位部到達性能とスムーズなステントデリバリーを提供します。



## 1 Deliver

- 先端部ラウンド加工
- PTFEライナー加工

## 2 Control

- ステンレスブレードらせん構造
- 4段階のシャフト柔軟部変化

カタログ番号	有効長 (cm)	先端柔軟長 (cm)	カテーテル内径 (inch)	手元部外径 (Fr)	先端部外径 (Fr)
105-5083-153	153	15	0.021	2.7	2.4

販売名: レーバー マイクロカテーテル  
医療機器承認番号: 21200BZY00615000

## Medtronic

製造販売元: 日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部  
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70  
Tel: 03-6774-4617

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

©2018 Medtronic Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

ct-mc-reba  
v2.1806.2000es