



ENHANCED  
DIRECT  
LARYNGOSCOPE


**McGRATH™ MAC**

**Medtronic**  
Further. Together

REMARKABLY  
EVERYDAY

## Standardの継承と発展

McGRATH MACは、  
Macintosh型喉頭鏡の手技をベースに、  
直接視野に加えて、  
間接視野を確保できるビデオ喉頭鏡です。  
気管チューブの位置確認がしやすく、  
手技をサポートします。





ENHANCE  
of first-attempt success<sup>1)</sup>

1) Su YC, et al. Eur J Anaesthesiol. 2011;28(11):788-95. PMID:21897263

## Designed for safety, simplicity and strength

### 軽量

総重量は200g

### クリアな液晶スクリーン

高輝度LED光源、2.5インチLCDカラーディスプレイ

### 長時間駆動バッテリー

250分使用可能／残使用時間を分単位で画面に表示

### 耐久性

合金鋼で一体化された頑丈なボディ  
2m落下試験をクリア(製造元社内データより)

### スリムなブレード

開口困難症例にも対応

### 滅菌曇り止めコーティングブレード

清潔な挿管のための滅菌・個包装されたシングルユースブレード  
カメラ部分は曇り止めコーティングが施されており、  
クリアな画面を保持



原寸大

# X blade™

Sweeping acute curve  
for extreme anterior airways.

- 視野確保の難しい症例に
- 開口制限のある症例に
- 頸部屈曲が難しい症例に
- 喉頭の位置が高い患者に
- 経鼻挿管に
- ICUでのチューブ交換時に



Intubation Difficulty Scale

Routine Airway    Difficult Airway    Extreme Airway



McGRATH™ MAC  
Blade range size 2, 3, 4

寸法	180×68×110mm
重量	200g
電源	専用3.6Vリチウム電池(250分使用可能)
光源	高輝度LED
ディスプレイ	2.5インチLCDカラーディスプレイ
カメラ	CMOS

カタログ番号	品名	販売単位
300-000-000	McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡	1個
340-000-000	McGRATH 3.6V バッテリー	1個
販売名 医療機器認証番号	McGRATH MACビデオ喉頭鏡 224AABZX00112000	
350-017-000	McGRATH MAC2 喉頭鏡ブレード	10本／箱
350-005-000	McGRATH MAC3 喉頭鏡ブレード	10本／箱
350-013-000	McGRATH MAC4 喉頭鏡ブレード	10本／箱
販売名 医療機器届出番号	McGRATH MACディスプレイブレード 13B1X00069AC001A	
X3-003-000	McGRATH X BLADE X3ブレード	10本／箱
販売名 医療機器届出番号	McGRATH Xディスプレイブレード 13B1X00069AC002A	
製造販売元	コヴィディエンジャパン株式会社	

## ■ 関連製品

### 異物除去鉗子 SUZY 型

McGRATH™ MAC ビデオ喉頭鏡のブレード形状に適した、曲型の異物除去鉗子です。



カタログ番号	品名	販売単位
81132	異物除去鉗子 SUZY型	1本／箱
81134	異物除去鉗子 SUZY型 小児用	1本／箱

販売名 異物除去鉗子  
医療機器届出番号 11B1X1000639M022  
製造販売元 株式会社YDM

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては  
製品の添付文書をご参照ください。

お問い合わせ先  
コヴィディエンジャパン株式会社

RMS (Respiratory & Monitoring Solutions) 事業部  
Tel : 0120-998-971  
medtronic.co.jp

© 2020 Medtronic.

**Medtronic**