

Medtronic


Sonicision™ 7

コードレスシステム



その手技に、自由を

カーブドジョーデザイン
テーパーの掛かったカーブドジョー



MIN mode

新たなアルゴリズム
により、**7mm**の
血管径まで対応

Sonicision™ 7 ジェネレータ

オートクレープ滅菌可能、最大 150 回まで使用可能
組み立て時のトルクレンチは不要

デュアルモードボタン

1つのボタンで2つのモード

低出力：MIN mode **7mm**対応

高出力：MAX mode 5mm対応

Sonicision™ 7 ダイセクタ

シャフトバリエーション
13cm、26cm、39cm、48cm の 4 種類



Sonicision™ バッテリーパック

滅菌不要、最大 200 回まで使用可能



Sonicision™ バッテリーチャージャ

新たに搭載されたモニターで、
バッテリーの状態を確認することが可能

Ordering information

製品コード	製品名	発注単位
SCD7A13	Sonicision™ 7 ダイセクタ13cm	1本
SCD7A26	Sonicision™ 7 ダイセクタ26cm	1本
SCD7A39	Sonicision™ 7 ダイセクタ39cm	1本
SCD7A48	Sonicision™ 7 ダイセクタ48cm	1本
SCBA	Sonicision™ バッテリーパック	1個
SCG7AB	Sonicision™ 7 ジェネレータ	1個
SCBIGA	Sonicision™ バッテリーインサージョンガイド	2個/箱
CBCA	Sonicision™ バッテリーチャージャ	1個
SCSTA	Sonicision™ 滅菌トレイ	1個

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社
サージカル

Tel : 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名：Sonicision 7 コードレスシステム 医療機器承認番号：30500BZX00058000

仕様・外観については、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2023 Medtronic.
Medtronic 及び Medtronic ロゴマークは、Medtronic の商標です。TM を付記した商標は、Medtronic company の商標です。

ct-vd-us-soni7(01)
2307.fk.SI-A1180