

Medtronic

LigaSure™ RAS Maryland

血管・リンパ管への安定したシーリング



Hugo™ は
新たなステージへ

LigaSure™ RAS Maryland

3,500万例以上の手術で使用実績*1のある
LigaSure™ テクノロジー



直径7mm径までの血管/リンパ管/組織束に対応*2,3


- 通常の動脈圧の約3倍に相当する360mmHg以上の耐圧性を95%以上で達成*3



Powered by FT10

Nano-Coating Technology
アゴへの組織のくっつき防止*4

- シーリング後の出血リスクの軽減



LigaSure™ Maryland先端と同形状

- 剥離操作が可能*5

Ordering information

| 製品コード | 製品名 | 発注単位 | Box入数 |
|-----------|------------------------|------|-------|
| MRASILF19 | LigaSure™ RAS Maryland | 1本 | 6本 |

*1 2001年1月～2023年11月のデータ

*2 Based on internal test report RE00476346 Rev B LigaSure™ RAS Maryland Jaw Vessel Sealer/Divider (MRASILF19) in a Lymphatic Burst Study

*3 Based on internal test report Marystein TA10 Regression Bench Burst Study MRASILF19 - Marystein R0062327 Rev B

*4 Based on internal test report Verification - Report - Bench Burst Study MRASILF19 - Marystein RE00476260 Rev B

*5 Based on internal test report #RE00540481, LigaSure™ RAS Maryland jaw sealer/divider surgeon validation marketing report.



Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社
サージカル

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: Hugo LigaSure インストゥルメント
販売名: Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム
販売名: Hugo RAS システム

医療機器承認番号: 30700BZX00273000
医療機器承認番号: 22800BZX00157000
医療機器承認番号: 30400BZX00222000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

©2025 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

ct-vd-ls-lsras-mar-lf (01)
2311.jh.SI-A2290