


Medtronic


Surgicaldera™

中央が窪んだカルデラ形状のシリコン製キャップ

キャップは凹型形状で、腹壁と同じ高さとなるためトロカールの可動範囲が向上します。



一般的なキャップ




Surgicaldera™

柔軟なポート配置



シリコン素材でキャップ全面にポート配置が可能です。



● カメラポート



● 助手ポート



ポート間はあるべく 15mm 程度離すイメージ

Ordering information

製品コード	製品名	1 箱入数
WPCAPS	サージカルデラS	5個



※製品は、予告なく改良のための仕様変更や販売中止もございますので、あらかじめご了承下さい。
許可無く本カタログの内容の一部または全部の複製、転載を禁じます。

Medtronic

製造販売元：富士システムズ株式会社

販売元：コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](https://www.medtronic.co.jp)

販売名：サージカルデラ

届出番号：07B1X10001000046

クラス：Ⅰ（一般医療機器）

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2025 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

ct-hn-ms-calde(01)
2507.fk.SI-SI-A2136