

# Medtronic

## Guide de compatibilité



Application CareLink SmartSync<sup>MC</sup> MRI Access

Programmeur CareLink<sup>MC</sup> 2090

Programmeur CareLink Encore<sup>MC</sup> 29901

Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync<sup>MC</sup>

Gestionnaire Reveal LINQ<sup>MC</sup> Mobile

CareLink Express<sup>MC</sup> Mobile


Les modèles de dispositifs répertoriés sont compatibles avec les gestionnaires d'appareils correspondants, mais ne sont pas représentatifs des modèles approuvés et commercialisés dans chaque région géographique.



IPG	Application CareLink SmartSync MRI Access	Programmeur CareLink 2090	Programmeur CareLink Encore 29901	Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync	Gestionnaire Reveal LINQ Mobile	CareLink Express Mobile
Azure <sup>MC</sup> MRI	✓	✓	✓	✓		✓
Adapta <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Advisa MRI <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Astra <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Attesta <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
EnPulse <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
EnRhythm <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Ensura <sup>MC</sup>		✓	✓	✓		✓
Relia <sup>MC</sup>		✓	✓			
Sphera <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Sensia <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Versa <sup>MC</sup>		✓	✓			✓



TPS*	Application CareLink SmartSync MRI Access	Programmeur CareLink 2090	Programmeur CareLink Encore 29901	Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync	Gestionnaire Reveal LINQ Mobile	CareLink Express Mobile
Micra <sup>MC</sup> VR2	✓			✓		✓
Micra <sup>MC</sup> AV2	✓			✓		✓
Micra <sup>MC</sup> VR	✓	✓	✓	✓		✓
Micra <sup>MC</sup> AV	✓	✓	✓	✓		✓

\*Système de stimulation transcathéter

CRT-P	Application CareLink SmartSync MRI Access	Programmeur CareLink 2090	Programmeur CareLink Encore 29901	Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync	Gestionnaire Reveal LINQ Mobile	CareLink Express Mobile
Percepta <sup>MC</sup> MRI	✓	✓	✓	✓		✓
Serena <sup>MC</sup> MRI	✓	✓	✓	✓		✓
Solara <sup>MC</sup> MRI	✓	✓	✓	✓		✓
Consulta <sup>MC</sup>		✓	✓	✓		✓
Syngra <sup>MC</sup>		✓	✓	✓		✓
Viva <sup>MC</sup>		✓	✓	✓		✓

ICM	Application CareLink SmartSync MRI Access	Programmeur CareLink 2090	Programmeur CareLink Encore 29901	Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync	Gestionnaire Reveal LINQ Mobile	CareLink Express Mobile
LINQ II <sup>MC</sup>					✓	✓
Reveal LINQ <sup>MC</sup>		✓	✓		✓	✓
Reveal <sup>MC</sup>		✓	✓			✓

ICD	Application CareLink SmartSync MRI Access	Programmeur CareLink 2090	Programmeur CareLink Encore 29901	Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync	Gestionnaire Reveal LINQ Mobile	CareLink Express Mobile
Aurora EV-ICD <sup>MC</sup> MRI		✓	✓			✓
Cobalt <sup>MC</sup> & Cobalt XT <sup>MC</sup>		✓		✓		✓
Crome <sup>MC</sup>		✓		✓		✓
Cardia <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Egida <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
EnTrust <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Evera <sup>MC</sup> & Evera MRI	✓	✓	✓	✓		✓
Maximo <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Maximo <sup>MC</sup> II		✓	✓			✓
Mirro <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Primo <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Protecta <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Secura <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Virtuoso <sup>MC</sup> II		✓	✓			✓
Visia AF <sup>MC</sup> & Visia AF MRI <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓

CRT-D	Application CareLink SmartSync MRI Access	Programmeur CareLink 2090	Programmeur CareLink Encore 29901	Gestionnaire de dispositif CareLink SmartSync	Gestionnaire Reveal LINQ Mobile	CareLink Express Mobile
Cobalt <sup>MC</sup> & Cobalt XT <sup>MC</sup>		✓		✓		✓
Crome <sup>MC</sup>		✓		✓		✓
Amplia MRI <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Brava <sup>MC</sup>		✓	✓	✓		✓
Cardia <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Claria MRI <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Compia MRI <sup>MC</sup>	✓	✓	✓	✓		✓
Concerto <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Concerto <sup>MC</sup> II		✓	✓			✓
Consulta <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Egida <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Maximo <sup>MC</sup> II		✓	✓			✓
Protecta <sup>MC</sup>		✓	✓			✓
Viva <sup>MC</sup>		✓	✓	✓		✓

# Medtronic

99 Hereford Street  
Brampton (Ontario) L6Y 0R3  
Sans frais : 800 268-5346  
Tél. : 905 460-3800

[medtronic.ca](http://medtronic.ca)

Énoncés sur les indications générales : Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi. Consultez le mode d'emploi sur le site Web : <http://manuals.medtronic.com/manuals/main/region>. Il est possible de consulter les manuels à l'aide d'une version actuelle de n'importe lequel des principaux navigateurs Web. Pour un résultat optimal, utilisez Adobe Acrobat® Reader avec le navigateur.

©2025 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. Le service de monitoring Medtronic FocusOn<sup>SM</sup> est offert par Medtronic Monitoring Inc., une filiale en propriété exclusive de Medtronic. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Medtronic est faite sous licence. <sup>MC\*</sup>Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic.  
UC202116002bFC CA-CTL-0224d-F Rév. 06/2025