

Medtronic

IN.PACT^{MC} 018

Ballonnet à revêtement médicamenteux (BRM)[‡]

Bas profil. Haute performance¹.

Choisissez le BRM à profil bas doté d'une technologie fiable et conçu pour une meilleure délivrabilité[†].



Traverse les lésions étroites

5 F

Compatibles 5 Fr
(4-6 mm de diamètre)



Disponible en
longueurs de cathéter
de 80 et 130 cm



Même formulation de
médicament que le BRM[§]
IN.PACT Admiral^{MC}

[†]Données en dossier de Medtronic.

[‡]Homologué sous le nom de IN.PACT 018 Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter.

[§]Homologué sous le nom de IN.PACT Admiral Paclitaxel-Coated PTA Balloon Catheter (cathéter à ballonnet PTA enrobé de paclitaxel).



Élargissez vos options de traitement de la maladie fémoropoplitée avec le ballonnet à revêtement médicamenteux (BRM) IN.PACT 018




Conception à profil bas.

Le BRM IN.PACT 018 offre une conception à profil bas qui :

Améliore la délivrabilité†

Fonctionne avec les fils-guides de 0,018po

Offre l'option de traiter par voie fémorale avec des cathéters de 80 et 130 cm




Protecteur de ballonnet détachable

Le BRM IN.PACT 018 est doté d'un protecteur de ballonnet détachable qui aide à préserver l'intégrité du revêtement de médicament.


†Données en dossier de Medtronic.

Basé sur une technologie³ éprouvée


Le BRM IN.PACT 018 reprend la formulation médicamenteuse éprouvée³ du BRM IN.PACT Admiral sur une nouvelle plateforme, de sorte que les interventionnistes peuvent s'attendre à la même efficacité et à la même sécurité.



Transfert efficace de médicaments



180 jours de médicament dans les tissus¹



75 % des patients sans réintervention à cinq ans²

Effet prolongé

Une plateforme élargie, des données fiables

Les ballonnets IN.PACT 018 et IN.PACT Admiral à revêtement médicamenteux de Medtronic vous permettent de :

- Choisir votre algorithme de traitement préféré
- Minimiser les changements de fils-guides
- Obtenir des résultats cliniques à long terme²

Le plus

de bienfait au niveau de la perméabilité à trois ans²

Les plus bas

taux de CD-TLR à cinq ans²

Le plus

de publications pour un BRM[§]

L'innocuité et l'efficacité du BRM IN.PACT Admiral (compatible avec les fils-guides de 0,035), telles qu'elles ont été établies dans les études cliniques réalisées principalement par accès fémoral, peuvent être considérées comme un appui au BRM IN.PACT 018. Le BRM IN.PACT 018 n'a pas été évalué dans le cadre d'une étude clinique.

[§]Liste des publications figurant en dossier chez Medtronic.

Informations pour commander

Ballonnet à revêtement médicamenteux IN.PACT 018

Cathéter de 130 cm de longueur

| Matrice des tailles | | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 F | 4 mm | IPU04004013P | IPU04006013P | IPU04008013P | IPU04010013P | IPU04012013P | IPU04015013P |
| | 5 mm | IPU05004013P | IPU05006013P | IPU05008013P | IPU05010013P | IPU05012013P | IPU05015013P |
| | 6 mm | IPU06004013P | IPU06006013P | IPU06008013P | IPU06010013P | IPU06012013P | IPU06015013P |
| 6 F | 7 mm | IPU07004013P | IPU07006013P | IPU07008013P | | | |

Pour passer une commande, contactez votre représentant de Medtronic.

Références

- ¹ PMA P140010 : Résumé des données sur l'innocuité et la sécurité. U.S. Food & Drug Administration. Disponible au : <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=p140010>. Consulté le 3 mai 2022.
- ² Laird JA, Schneider PA, Jaff MR, et coll., « Long-Term Clinical Effectiveness of a Drug-Coated Balloon for the Treatment of Femoropopliteal Lesions. 5-year results from the IN.PACT SFA Trial », *Circ. Cardiovasc. Interv.*, juin 2019, vol. 12 no 6, p. e007702.
- ³ Données en dossier de Medtronic. Numéros de rapport : 10191378DOC, 10644925DOC, D00261893.

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi. Pour les produits applicables, consultez les instructions d'utilisation sur ce site Web : <http://manuals.medtronic.com/manuals/main/region> Pour toute information complémentaire, contactez votre représentant local de Medtronic.



99 Hereford Street
Brampton (Ontario) L6Y 0R3
Sans frais : 800 268-5346
Tél. : 905 460-3800
medtronic.ca

© 2024 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. MC*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic.
UC202216387aFC CA-CTL-0365-F Rév. 06/2024