


# Medtronic

Système TAVI Evolut<sup>MC</sup> FX+

# Spécifications du produit

## Bioprothèses




### Valve Evolut FX+ de 23 mm

Numéro de modèle :  
EVFXPLUS-23

Taille : 23 mm

Diamètre de  
l'anneau aortique :  
17†/18-20 mm




### Valve Evolut FX+ de 26 mm

Numéro de modèle :  
EVFXPLUS-26

Taille : 26 mm

Diamètre de  
l'anneau aortique :  
20-23 mm




### Valve Evolut FX+ de 29 mm

Numéro de modèle :  
EVFXPLUS-29

Taille : 29 mm

Diamètre de  
l'anneau aortique :  
23-26 mm




### Valve Evolut FX+ de 34 mm

Numéro de modèle :  
EVFXPLUS-34

Taille : 34 mm

Diamètre de  
l'anneau aortique :  
26-30 mm


## Système de pose



### Système de pose Evolut FX

Numéro de modèle :  
L-EVOLUTFX-2329

VAT de 23, 26 et 29 mm



### Système de pose Evolut FX

Numéro de modèle :  
L-EVOLUTFX-34

VAT de 34 mm

† Mesures valables uniquement pour le remplacement d'une valve aortique chirurgicale par une de valve aortique transcathéter. Tous les articles ci-dessus sont à usage unique. Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

# Système de cathéter de pose


## Système de cathéter de pose Evolut FX avec gaine InLine

Équivalent de 14 Fr (diamètre extérieur de la capsule de 6,0 mm)

Numéro de modèle :

D-EVOLUTFX-2329

VAT de 23, 26 et 29 mm




## Système de cathéter de pose Evolut FX avec gaine InLine

Équivalent de 18 Fr (diamètre extérieur de la capsule de 7,33 mm)

Numéro de modèle :

D-EVOLUTFX-34

VAT de 34 mm



# Medtronic

99 Hereford Street  
Brampton (Ontario) L6Y 0R3  
Sans frais : 800 268-5346  
Tél. : 905 460-3800

[medtronic.ca](http://medtronic.ca)

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

©2025 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. <sup>MC</sup>\* Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic.

UC202402378aFC CA-CTL-0503-F Rév. 03/2025