

# Medtronic

## SYSTÈME HÉMOSTATIQUE POUR ENDOSCOPIE DIGESTIVE NEXPOWDER<sup>MC</sup>

# Contrôle maximal. Obstruction minimale.

En matière de saignement gastro-intestinal, le temps est essentiel. Ne laissez pas un cathéter obstrué ou un champ visuel réduit vous ralentir.

### Une poudre hémostatique conçue pour une application contrôlée

Le système hémostatique pour endoscopie digestive Nexpowder<sup>MC</sup> est une poudre hémostatique sans contact, non thermique et non traumatique, pulvérisée à travers un cathéter. Doté d'une technologie exclusive de revêtement en poudre, Nexpowder<sup>MC</sup> minimise l'obstruction du cathéter et la dispersion des particules<sup>1-3</sup>, vous offrant ainsi un plus grand contrôle et une meilleure visibilité.

#### Caractéristiques<sup>1-4</sup>:

- Système de délivrance unique qui ne requiert pas de compresseurs de CO<sub>2</sub> ou d'air
- Polymère hydrophile exclusif conçu pour réduire l'obstruction des cathéters et la diffusion de particules
- Gel bleu distinctif qui réagit à l'humidité – et pas seulement aux saignements actifs – et peut donc être utilisé dans un large éventail d'applications cliniques

# 94 %


d'hémostase  
immédiate<sup>2</sup>


# 2×

la force adhésive des  
autres vaporisateurs  
hémostatiques<sup>4</sup>

# 3,7 %

de resaignement<sup>3</sup>





# L'assurance de la sécurité.

En délivrant une poudre qui se transforme en quelques secondes en gel adhésif, Nexpowder<sup>MC</sup> est utilisé lors des procédures endoscopiques du tractus intestinal supérieur et inférieur pour créer une barrière mécanique et gérer immédiatement l'hémostasie.

## Aucun ciblage précis n'est nécessaire<sup>1</sup>

- Une application pratique qui permet de traiter de grandes surfaces ou les anatomies difficiles<sup>1-4</sup>.
- La poudre minimise l'obstruction et la dispersion pour permettre une visualisation endoscopique claire<sup>2-4</sup>.
- La couleur bleue vous donne l'assurance qu'une lésion est entièrement couverte, tandis que le gel reste bleu pour simplifier l'observation endoscopique de suivi<sup>4</sup>.

## Découvrez le système hémostatique de prochaine génération.

Code de produit du système hémostatique Nexpowder<sup>MC</sup> : **NHS03**

**Indications :** Le système Nexpowder<sup>MC</sup> est utilisé pour la plupart des types de saignements gastro-intestinaux. Le système dispositif est appliqué pendant une intervention endoscopique et peut recouvrir les sites d'ulcères ou de saignement. Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé chez des patients présentant un saignement variqueux. **Remarque :** N'utilisez pas ce dispositif pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. **Veillez consulter le mode d'emploi pour obtenir des renseignements complets sur la sécurité.**

1. Gralnek I, Dumonceau JM, Kuipers E, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. *Endoscopy* 2018;47:1-46
2. Park JS, Bang BW, Hong SJ, et al. Efficacy of a novel hemostatic adhesive powder in patients with refractory upper gastrointestinal bleeding: a pilot study. *Endoscopy*. 2019 May;51(5):458-462
3. Park JS, Kim HK, Shin YW, et al. Novel hemostatic adhesive powder for nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. *Endosc Int Open*. 2019 Dec;7(12):E1763-E1767
4. Bang B, Lee E, Maeng J, et al. Efficacy of a novel endoscopically deliverable mucoadhesive hemostatic powder in an acute gastric bleeding porcine model. *PLoS One*. 2019 Jun 11;14(6):e0216829

©2023 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et la devise « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. <sup>MC</sup>\*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. CA-GIH-0152-F Rev. 02/2023