

Vidéolaryngoscopes McGRATH^{MC}

Guide de comparaison

Vidéolaryngoscope McGRATH^{MC} MAC



Vidéolaryngoscope McGRATH^{MC} MAC+

Résolution d'écran

4,5x

plus élevée



Taille d'écran

45%

plus grande

	Vidéolaryngoscope McGRATH ^{MC} MAC	Vidéolaryngoscope McGRATH ^{MC} MAC+
Caractéristiques techniques		
Poids	0,180 kg	0,180 kg
Durée de vie utile	4 ans ou 2 000 cycles de décontamination	4 ans ou 2 000 cycles de décontamination
Visualisation		
Résolution de l'écran	320x240	720x480 (augmentation de 4,5X)
Taille de l'écran	2,4 po	3 po (augmentation de 45 %)
Durabilité		
Poignée	Charnière d'écran renforcée	Charnière d'écran renforcée
Protection IP	IPX8	IPX8
Gestion de pile		
Type de pile	Piles jetables et rechargeables avec fonction d'arrêt automatique	Pile rechargeable avec fonction d'arrêt automatique
Durée de vie de la pile jetable	250 minutes	S. O.
Durée de vie de la pile rechargeable	10 000 minutes	10 000 minutes
Durée d'exécution avec une charge complète	120 min (avec la pile rechargeable)	60 min (avec la pile rechargeable)
Information pour commander et numéros de référence		
Poignée	301-000-000	302-000-000
Pile jetable 3,6V	340-000-000	S. O.
Pile rechargeable	341-100-000	341-100-000
Relais	S. O.	302-100-000
Écran connecté	S. O.	302-200-000
Caractéristiques MAC+		
Diffusion et gestion des fichiers	S. O.	Oui
Enregistrement vidéo	S. O.	Oui
Écran tactile	S. O.	Oui
Capture d'image fixe	S. O.	Oui
Stockage des fichiers (vidéo et image fixe)	S. O.	Oui
Connectivité sans fil	S. O.	Oui

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

[medtronic.ca/mcgrathmacplus](https://www.medtronic.ca/mcgrathmacplus)

©2026 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. ^{MC*}Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. US-RE-2500061EC CA-PMR-0651-F Rév. 02/2026

Medtronic