

Medtronic

Dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision^{MC} 7

La liberté sans fil d'en faire plus^{1,†,‡, ΩΩ}, à votre façon.

La toute dernière avancée[†] en matière de dissection ultrasonique sans fil est arrivée – maintenant conçue pour coaguler et disséquer les vaisseaux de diamètre allant jusqu'à 7 mm^{1,‡}.

La conception sans fil permet :


- des mouvements plus naturels^{2,Ω}
- des échanges d'instruments facilités^{2,Ω}
- un emploi amélioré de la salle d'opération^{3,††}

Des mâchoires courbées fuselées permettent :

- l'accès aux espaces restreints^{2,††}
- la visualisation des structures cibles^{2,††}
- une dissection précise^{1,‡}

Une touche unique d'activation d'énergie bimode intuitive^{1,‡} permet :

- une polyvalence procédurale^{1,§§}
- au chirurgien de ne pas quitter le champ opératoire des yeux^{1,ΩΩ}
- une efficacité chirurgicale accrue^{1,‡}



La liberté sans fil à laquelle vous vous attendez avec les avancées[†] que vous souhaitez.

Le dispositif à mâchoires courbées Sonicision^{MC} 7 demeure le premier et le seul dissecteur ultrasonique sans fil. Avec la capacité de coaguler et de disséquer les vaisseaux de diamètre allant jusqu'à 7 mm^{1,‡}.

La puissance sans fil dans la paume de votre main.

Un générateur réutilisable permet :

- une utilisation lors de **150 interventions** avant le remplacement⁴
- un **nettoyage et une stérilisation simplifiés[†]**, car il est autolavable et autoclavable

Un bloc-pile non stérile réutilisable permet :

- une **capacité 88 pour cent plus grande^{5,†}** qui inspire confiance – énergie constance lors de longues interventions
- une **utilisation lors de 200 interventions^{6,7}** – deux fois plus qu'avec les dispositifs antérieurs[†]
- une gestion de l'énergie sans tracas grâce à un **chargeur simple et intuitif^{3,††}**



Pour commander

SCD7A13	Dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision ^{MC} 7 – 13 cm	6/caisse
SCD7A26	Dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision ^{MC} 7 – 26 cm	6/caisse
SCD7A39	Dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision ^{MC} 7 – 39 cm	6/caisse
SCD7A48	Dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision ^{MC} 7 – 48 cm	6/caisse
SCBA	Bloc-pile réutilisable Sonicision ^{MC}	1/ch.
SCG7AA ^{§§§}	Générateur réutilisable Sonicision ^{MC} 7	1/ch.
SCBIGA	Guide d'insertion du bloc-pile réutilisable Sonicision ^{MC}	2/emb.
CBCA	Chargeur de pile Sonicision ^{MC}	1/ch.
SCSTA	Plateau de stérilisation réutilisable Sonicision ^{MC}	1/ch.

[†]Comparativement aux générations précédentes du dispositif à mâchoires courbées Sonicision^{MC}. [‡]25 chirurgiens sur 27 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. [§]30 chirurgiens sur 33 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^Ω32 chirurgiens sur 33 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^{††}29 infirmiers ou infirmières sur 29 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^{‡‡}33 chirurgiens sur 33 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^{§§}27 chirurgiens sur 27 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^{ΩΩ}26 chirurgiens sur 27 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^{†††}28 infirmiers ou infirmières sur 28 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. ^{§§§}SCG7AA seulement disponible dans certains pays. 1. D'après le rapport de test interne no RE00329878, rév. A, portant sur l'évaluation de l'expérience des chirurgiens avec le dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision^{MC} 7 aux fins de commercialisation. Les 14 et 15 avril et du 20 au 22 avril 2021. 2. D'après le rapport de test interne no R0042752, rév. A, portant sur l'évaluation de l'expérience des chirurgiens avec le dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision^{MC} aux fins de commercialisation. 13 au 17 février, 28 février, 3 mars et 16 mai 2017. 3. D'après le rapport de test interne no R0049393, rév. A, portant sur l'évaluation aux fins de commercialisation du dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision^{MC} par le personnel de salle d'opération. 1er, 6 et 7 décembre 2016. 4. D'après le rapport de test interne no RE00108733, rév. A, portant sur la vérification de la durée de vie du produit réutilisable (SCGAA-TA9). Le 24 août 2017. 5. D'après la note de test interne no RE00153542, rév. B, portant sur la comparaison de la capacité de charge du bloc-pile de SCB par rapport à SCBA. Le 17 mai 2018. 6. D'après le rapport de test interne no R0042707, rév. A, portant sur la vérification de la durée de vie du bloc-pile réutilisable du SCBA. 26 avril 2017. 7. D'après le rapport de test interne no RE00113195, rév. A, portant sur la vérification de la durée de vie du bloc-pile réutilisable du SCBA - Oxivir. 13 septembre 2017.

Bénéficiez de plus d'efficacité^{1,‡} et d'une meilleure liberté de mouvement^{2,†††} dans la salle d'opération.

Appelez dès maintenant votre représentant des ventes de Medtronic ou visitez medtronic.ca

99, rue Hereford
Brampton (Ontario) L6Y 0R3
Sans frais : 800 268-5346
Tél. : 905 460-3800

medtronic.ca

© 2023 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. ^{MC}*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. CA-OR-0016-F Rév. 01/2024

Medtronic