

LigaSure^{MC} RAS Maryland

Élargissez vos options en chirurgie.


La technologie LigaSure^{MC} a gagné la confiance des chirurgiens dans plus de 35 millions d'interventions[†] – et elle amorce une nouvelle ère en chirurgie robotique (RAS). Le dispositif de thermofusion et dissection vasculaires LigaSure^{MC} RAS à mâchoires Maryland est le premier instrument LigaSure^{MC} à commande robotisée, alliant la fiabilité du générateur ValleyLab^{MC} FT10[#] en matière de thermofusion vasculaire à la polyvalence du système de chirurgie robotique Hugo^{MC}Δ1,2.



Thermofusion fiable pour les interventions robotiques^{‡,3}

- Permet de fusionner des vaisseaux d'un diamètre allant jusqu'à 7 mm^{§,4,5}
- Même norme de performance LigaSure^{MC} en matière de pression de rupture, soit 360 mmHg (3 fois la pression artérielle systolique)^{§,4,5}
- Permet une ligature et une dissection efficaces des vaisseaux, des tissus épais (faisceaux tissulaires) et des vaisseaux lymphatiques^{1,2,6}

Conception multifonctionnelle pour une efficacité procédurale accrue^{0,1,3}



[†] Basé sur des données de ventes internes de l'AF01 à l'AF23. Novembre 2023.

[‡] Avis partagé par 16 chirurgiens sur 16 dans le cadre d'un sondage après utilisation.

[§] Les modèles in vitro et les modèles animaux ne reflètent pas nécessairement le comportement des tissus en situation clinique, mais constituent un substitut contrôlable et acceptable pour les organismes de réglementation.

⁰ Avis partagé par 15 chirurgiens sur 16 dans le cadre d'un sondage après utilisation.

¹ En comparaison des interventions réalisées sans thermofusion vasculaire.

[#] Homologué sous le nom de ValleyLab FT10 FT Series Energy Platform.

^Δ Homologué sous le nom de Hugo Robotically Assisted Surgery (RAS) System.



Pour plus
d'information, veuillez
communiquer avec
votre représentant de
Medtronic.

La confiance à chaque fusion.

L'instrument LigaSure^{MC} RAS Maryland est offert exclusivement sur le système Hugo^{MC} RAS, ce qui favorise une adoption plus large de la chirurgie minimalement invasive et de ses avantages.

- Les chariots à bras indépendants vous offrent une plus grande amplitude de mouvement pour un meilleur accès aux structures anatomiques^{†,7}
- Une conception modulaire peut vous offrir une plus grande maniabilité^{†,7}
- Fonctions de visualisation 3D
- Des résultats postopératoires comparables à ceux du système robotique le plus courant⁹
- Efficacité et ergonomie démontrées dans la sacrocolpopexie robotisée^{†,10}

Code de produit :	MRASILF19 [‡]
Description :	Instrument de thermofusion et dissection vasculaires LigaSure ^{MC} RAS à mâchoires Maryland [‡]
Quantité :	6 par boîte



Medtronic

99 Hereford Street
Brampton, Ontario, L6Y 0R3
Sans frais : 800 268-5346
Tél. : 905 460-3800

medtronic.ca

©2026 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. MC*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic.
CA-OR-0199-E Rév. 06/2026

Avertissement

Ce document ne doit pas être considéré comme une source d'information exclusive et ne remplace pas l'information contenue dans les manuels du dispositif. Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

† La configuration chirurgicale illustrée dans cette publication n'a pas été évaluée ni testée par Medtronic. Veuillez noter que si vous utilisez cette configuration, il se peut que l'instrument ne puisse pas atteindre toutes les zones du champ chirurgical visé, ce qui pourrait entraîner une réduction de l'espace de travail au chevet du patient ou une augmentation des collisions avec les bras. Ces situations peuvent entraîner des retards d'intervention ou blesser le patient ou l'utilisateur.

‡ Homologué sous le nom LigaSure RAS Maryland Jaw Vessel Sealer/Divider, Nanocoated.

1. LigaSure^{MC} RAS Maryland [mode d'emploi]. p. 5. 20242. Basé sur le rapport de test interne RE00476319_B, « Verification Acute ». Tableau 1. 19 octobre 2019. 3. Basé sur le rapport de test interne RE00540481, « LigaSure[™] RAS Maryland jaw sealer/divider surgeon validation marketing report ». Basé sur un modèle porcin. Du 26 avril au 3 mai 2024. 4. Basé sur le rapport de test interne RE00476260_A, « Marystein BenchBurst ». Tableau 1. 15 août 2024. 5. Basé sur le rapport de test interne RE00476323_A, « Ver Chronic summary of results », 9 décembre 2023. 6. Basé sur le rapport de test interne RE00476346_A, « Marystein LymphBurst ». Tableau 1. 11 août 2024. 7. Mintz Y, Pikarsky AJ, Brodie R, Elazary R, Helou B et Marom G., « Robotic inguinal hernia repair with the new Hugo RASTM system: first worldwide case series report », *Minim. Invasive Ther. Allied Technol.*, 2023;32(6):300-306. 9. Ragavan N, Bharathkumar S, Chirravur P et Sankaran S., « Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy Utilizing Hugo RAS Platform: Initial Experience », *J. Endourol.*, 2023;37(2):147-150. 10. Panico G, Vacca L, Campagna G et coll., « The first 60 cases of robotic sacrocolpopexy with the novel HUGO RAS system: feasibility, setting and perioperative outcomes », *Front Surg.*, 2023;10:1181824.