


Medtronic

Meilleure perfusion^{1,†,‡}. Moins de fuites^{2,†,§}.

Agrafeuse circulaire EEA^{MC}
dotée de la technologie Tri-Staple^{MC}



† Il se peut qu'il n'existe pas de corrélation entre les résultats précliniques et les performances cliniques chez les humains. ‡ Comparativement à l'agrafeuse motorisée Echelon Circular^{MC} d'Ethicon. D'après l'analyse de la vascularisation de la ligne d'agrafes par MicroCT dans un modèle canin in vivo (CDH31P : n = 13; TRIEEA31XT : n = 15. P = 0,007) § D'après un test de fuite dans un modèle canin in vivo comparant TRIEEA25XT à Ethicon^{MC} CDH25P (n = 9; P = 0,023), où 50 mmHg représentaient une pression colique maximale attendue. D'après le rapport interne no RE00330708, rév. 1, Perfusion analysis for circular staplers, comparing EEATM circular stapler with Tri-StapleTM technology. 13 mai 2021. 2. D'après le rapport interne no RE00318260 rév. 1, Comparative leak testing for EEATM circular stapler with Tri-StapleTM technology and EthiconTM* CDH. Avril 2021.



80 % moins de fuites

comparativement à l'agrafeuse motorisée Echelon Circular^{MC*7,§,††}

Les avantages de l'agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple^{MC} :



Meilleure perfusion

Dans la ligne d'agrafes^{1,§,§§}



Moins de tension

Sur les tissus lors de la compression et du clampage^{8,t,ΩΩ,†††}



Performance constante

Sur une variété d'épaisseurs de tissus^{6,t}

† Les résultats des essais en laboratoire ne sont pas forcément représentatifs des performances cliniques. ‡ D'après des tests effectués dans des milieux tissulaires simulés et comparant TRIEEA25XT et CDH25P (n = 6; P < 0,001).

§ Il se peut qu'il n'existe pas de corrélation entre les résultats précliniques et les performances cliniques chez les humains. Ω 10 des 11 chirurgiens interrogés étaient d'accord.

†† Comparativement aux agrafeuses circulaires EEA^{MC} avec technologie DST Series^{MC}.

‡‡ D'après un test de fuite dans un modèle canin in vivo comparant TRIEEA25XT à Ethicon^{MC*} CDH25P (n = 9; P = 0,023), où 50 mmHg représentaient une pression colique maximale attendue. §§ Comparativement à l'agrafeuse motorisée Echelon Circular^{MC*} d'Ethicon. D'après l'analyse de la vascularisation de la ligne d'agrafes par MicroCT dans un modèle canin in vivo (CDH31P : n = 13; TRIEEA31XT : n = 15. P = 0,007). ΩΩ Une analyse par la méthode des éléments finis (MEF) a été utilisée pour déterminer les profils de pression de trois agrafeuses circulaires lors du pliage des agrafes. L'agrafeuse circulaire EEA^{MC} avec la technologie Tri-Staple^{MC} a démontré un profil de compression gradué lors du serrage. ††† Comparativement aux agrafeuses circulaires Ethicon^{MC*} CDH et aux agrafeuses circulaires EEA^{MC} dotées de la technologie DST Series^{MC}.

Faites un choix éclairé



Les technologies d'agrafage circulaire varient. Utilisez ce guide pour vous aider à choisir la hauteur d'agrafes lorsque vous passez à l'agrafeuse circulaire **EEA^{MC}** dotée de la technologie **Tri-Staple^{MC}**.

	Longueurs des pattes d'agrafe ouverte [†]	Hauteurs approximatives d'agrafe fermée [†]				
 Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC}	 3 rangées 4,0 mm, 3,5 mm, 3,0 mm	Trois rangées d'agrafes de hauteurs variées 1,20 mm ————— 1,75 mm				
 Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC}	 3 rangées 5,0 mm, 4,5 mm, 4,0 mm	Trois rangées d'agrafes de hauteurs variées 1,50 mm ————— 2,00 mm				
 Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} dotée de la technologie DST Series ^{MC}	 2 rangées 3,5 mm, 3,5 mm		Agrafes de hauteur fixe 1,50 mm			
 Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} dotée de la technologie DST Series ^{MC}	 2 rangées 4,8 mm, 4,8 mm					Agrafes de hauteur fixe 2,00 mm

[†] Les hauteurs d'agrafe ouverte et les hauteurs approximatives d'agrafe fermée sont basées sur le mode d'emploi de chaque agrafeuse en date de novembre 2022. Le choix des hauteurs d'agrafes doit être déterminé à la discrétion du chirurgien en fonction de l'épaisseur des tissus. Veuillez consulter le mode d'emploi pour obtenir la liste complète des indications, des mises en garde, des précautions et de toute autre information médicale importante.

Une certitude totale

Pour une meilleure protection contre les fuites lors de vos interventions^{7,†,‡}.

Code de commande	Description	Couleur	Hauteurs d'agrafes
TRIEEA21MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 21 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEA21XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 21 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEAXL21MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 21 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEAXL21XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 21 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEA25MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 25 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEA25XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 25 mm extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEAXL25MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 25 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEAXL25XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 25 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEA28MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 28 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEA28XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 28 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEAXL28MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 28 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEAXL28XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 28 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEA31MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 31 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEA31XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 31 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEAXL31MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 31 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEAXL31XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 31 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEA33MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 33 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEA33XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 33 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEAXL33MT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 33 mm, moyens/épais	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
TRIEEAXL33XT	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 33 mm, extra épais	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm
TRIEEAXL21MTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 21 mm, moyens/épais et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	Purple	3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm
TRIEEAXL21XTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 21 mm, extra épais et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	Black	4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm
TRIEEAXL25MTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 25 mm, moyens/épais et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	Purple	3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm
TRIEEAXL25XTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} noire avec tige de longueur XL et technologie Tri-Staple ^{MC} , agrafes 25 mm, extra épais et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	Black	4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm



† Il se peut qu'il n'existe pas de corrélation entre les résultats précliniques et les performances cliniques chez l'humain. ‡ D'après un test de fuite dans un modèle canin in vivo comparant TRIEEA25XT à Ethicon^{MC*} CDH25P (n = 9; P = 0,002), où 50 mmHg représentaient une pression colique maximale attendue.

1. D'après le rapport interne no RE00330708, rév. 1, Perfusion analysis for circular staplers, comparing EEA^{MC} circular stapler with Tri-Staple^{MC} technology. 13 mai 2021. 2. D'après le rapport interne no RE00318260 rév. 1, Comparative leak testing for EEA^{MC} circular stapler with Tri-Staple^{MC} technology and Ethicon^{TM*} CDH. Avril 2021. 3. D'après le rapport interne no RE00354964, Device removal force for EEA^{MC} circular stapler with Tri-Staple^{MC} technology vs. Echelon Circular^{TM*} powered stapler. 7 janvier 2022. 4. D'après le rapport de tests interne no RE00073061, Tulip formative evaluation summary. 25 novembre 2016. 5. D'après le rapport de tests interne no RE00183973_B, Firing force and audible feedback test report. Juillet 2020. 6. D'après le rapport de tests interne no RE00069039 rév. 5.1, EEA^{MC} circular stapler with Tri-Staple^{MC} technology design verification report. 29 septembre 2020. 7. D'après le rapport interne no RE00342843, Staple line security test comparing EEA^{MC} circular stapler with Tri-Staple^{MC} technology (TRIEEA25XT) and Echelon Circular^{TM*} powered stapler (CDH25P). 21 décembre 2021. 8. D'après le rapport de tests interne no RE00200393 rév. 2, Comparison of circular staplers: tissue compression profiles as determined by 2-D static axisymmetric finite element analysis (FEA). 17 juin 2021.

Medtronic

99, rue Hereford
Brampton (Ontario) L6Y 0R3
Sans frais : 800 268-5346
Tél. : 905 460-3800

[medtronic.ca](https://www.medtronic.ca)

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

© 2024 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic.
^{MC*}Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. CA-OR-0055b-F Rév. 12/2025