

Enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVil^{MC}

L'enclume OrVil^{MC} qui offre l'avantage Tri-Staple^{MC}.

L'enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVil^{MC} est désormais dotée de la technologie Tri-Staple^{MC} – et de tous les avantages qui en découlent. Disponible en tailles de lumière XL de 21 mm et 25 mm pour une utilisation dans les tissus moyens/épais et extra-épais, la plus récente enclume OrVil^{MC} a évolué au-delà des capacités de son prédécesseur, l'enclume DST Series^{MC}.



Technologie Tri-Staple^{MC}

- Trois rangées d'agrafes rondes de hauteur progressivement croissante de la rangée intérieure à la rangée extérieure (contrairement à la technologie DST Series^{MC}, qui comprend deux rangées d'agrafes directionnelles à hauteur fixe)
- Permet une plus grande perfusion dans la ligne d'agrafes, ce qui peut favoriser une meilleure cicatrisation du site anastomotique^{†,‡,1,2}

Améliorations de la conception

- Lorsqu'elle est utilisée avec l'agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple^{MC}, l'enclume Orvil offre aux chirurgiens :
 - Un processus de fixation plus performant que celui de la DST Series^{MC†,3}
 - Des forces de retrait inférieures à celles de la DST Series^{MC†,3}
 - Une diminution de la force de rétention lors du désengagement de l'enclume du tube d'insertion^{†,3}
- La tête de l'enclume s'incline automatiquement après le retrait du tube d'insertion et de la suture de rétention⁴

[†] Les résultats précliniques peuvent ne pas correspondre aux performances cliniques chez l'humain.

[‡] En comparaison de l'agrafeuse motorisée Ethicon Circular^{MC*}. Basé sur une analyse de la vascularisation de la ligne d'agrafes par MicroCT dans un modèle canin in vivo (CDH31P : n = 13; TRIEEA31XT : n = 15. P = 0,007).

Intégrez la technologie Tri-Staple^{MC} aux applications transorales.

Code de commande	Description	Taille de la lumière	Couleur	Taille des agrafes (rangée interne à externe)	Type de tissu	Unités par boîte
Agrafage manuel						
TRIEEAXL21MTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} longueur XL avec technologie Tri-Staple ^{MC} et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVi ^{MC}	21 mm	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm	Moyen/ épais	3
TRIEEAXL21XTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} longueur XL avec technologie Tri-Staple ^{MC} et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVi ^{MC}	21 mm	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm	Extra- épais	3
TRIEEAXL25MTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} longueur XL avec technologie Tri-Staple ^{MC} et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVi ^{MC}	25 mm	Violet	3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm	Moyen/ épais	3
TRIEEAXL25XTORVIL	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} longueur XL avec technologie Tri-Staple ^{MC} et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVi ^{MC}	25 mm	Noir	4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm	Extra- épais	3

Enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVi^{MC}

Communiquez avec votre représentant de Medtronic ou visitez notre site web au [medtronic.ca](https://www.medtronic.ca) pour plus d'information.



1. Basé sur le rapport interne RE00330708, rév. 1, « Perfusion analysis for circular staplers, comparing EEATM circular stapler with Tri-StapleTM technology », 13 mai 2021.
2. Smallwood N, Mutch MG et Fleshman JW, « The failed anastomosis », Dans : *Complexities in Colorectal Surgery: Decision-Making and Management*, New York, NY: Springer Science and Business Media ; 2014:277-304.
3. Basé sur le rapport interne RE00467642 rév. A, « Tulip phase IV design validation report », 2023.
4. Agrafeuse circulaire EEA^{MC} avec technologie Tri-Staple^{MC} et enclume d'agrafeuse circulaire transorale OrVi^{MC} [mode d'emploi]. Mansfield, MA. Covidien, 2023.

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

©2025 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. ^{MC}Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. US-ST-2500048FC CA-OR-0162-F Rév. 11/2025