

# Medtronic

## Symplicity G3™

renal denervasyon RF jeneratörü

# Hassas, güvenli ve etkili<sup>1-5</sup>

Symplicity Spyral™ renal denervasyon sisteminin parçası olarak, **Symplicity G3 jeneratörü** güvenli enerji dağıtımı için sıcaklığı ve empedansı takip ederek gücü otomatik şekilde ayarlayan gerçek zamanlı bir tepkisel algorithmandan faydalanır.<sup>5</sup>



Symplicity G3 Jeneratörü



Symplicity Spyral™ çok elektrotlu renal denervasyon kateteri ile kullanım için

## RDNG3A / RDN017 (Ülke onayına dayalıdır)



- Boyutlar: 29,9 cm x 36,7 cm x 18,9 cm (11,8 inç x 14,5 inç x 7,5 inç)
- Ağırlık: aksesuarlar hariç < 9 kg (< 19,8 lb)
- Görüntü ekranı: 26,4 cm (10,4 inç)

### Materyaller

- Boyalı ve boyasız sac metal
- Polikarbonat/akrilonitril butadien stiren karışımı (dış kapaklar)
- Termoplastik elastomer (kablo yönetim kayışı)
- Cam (projekte edilen kapasitanslı dokunmatik ekran)

### Araba

- ABS plastik
- Boyalı alüminyum

### Aksesuarlar

#### AC güç kabloları

NEMA 5-15	< 3,1 m
CEE 7/7	2,5 m
SANS 164-1	2,5 m
AS/NZS 3112	2,5 m
BS 1363	2,5 m
CEI 23-50 S11	2,5 m
SEV 1011	2,5 m
SI-32	2,5 m
DK-2-8A	2,5 m

#### Dahil olanlar

- Uzaktan kumanda

#### İsteğe bağlı

- Mobil araba

#### Ayrı satılır

- Symlicity Spyral kateter
- 0,014" kılavuz tel (hidrofilik olmayan, destekleyici şaftlı ve yumuşak uçlu)
- 6 F kılavuz kateter (90 cm maks. uzunluk)
- RDNG3A için dağıtıcı elektrot: Polyhesive™ yetişkin hasta dönüş elektrodu (Model E7507, E7505-DB) ile uyumlu
- RDN017 için dağıtıcı elektrot: IEC 60601-2-2 ile uyumlu, yetişkin kullanımı için belirlenmiş kalıplı konnektöre sahip tek kullanımlık bir dağıtıcı elektrot gerekir

### Teknik özellikler

- Elektrot başına maksimum 6,5 W RF güç çıkışı (toplam 26 W)
- Ölçülen empedans  $\geq 175$  ohm ve  $< 1200$  ohm ise enerji iletir
- 100 ila 240 V ~ giriş gücü, 50 ila 60 Hz evrensel güç kaynağı



Tüm ürün bilgileri için  
Kullanım Talimatlarına (KT)  
ve Kullanıcı El Kitabına bakın.

#### Avrupa

Medtronic International Trading  
Sàrl.  
Route du Molliau 31  
Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
www.medtronic.eu  
Telefon: +41 (0)21 802 70 00  
Faks: +41 (0)21 802 79 00

#### Türkiye

Medtronic Medikal Teknoloji  
Ticaret  
Ltd. Şti.  
Saray Mah., Esnaf Cad., Akkom Ofis  
Park,  
Laodik Plaza, No: 2/8  
34768 Ümraniye  
İstanbul, Turkey  
Telefon: +90 216 636 10 00

© 2024 Medtronic.

2024-symlicity-g3-generator-tech-sheet-tr-EMEA-12497038

Bu belge, geçerli sağlık otoritesi ürün kayıtlarına sahip ülkelerdeki Sağlık Uzmanlarına yöneliktir.

Önemli: Tüm talimatlar, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve önlemler için her zaman ürünle birlikte verilen Kullanım Talimatlarına/Elektronik Kullanım Talimatlarına bakın.©

2024 Medtronic. Medtronic, Medtronic logosu ve Engineering the extraordinary, Medtronic şirketinin ticari markalarıdır.™™\*

Üçüncü taraf markalar ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Diğer markaların tümü Medtronic şirketinin ticari markalarıdır.

Kullanım talimatları, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve muhtemel advers olaylar hakkında bilgi almak için cihaz el kitabına bakın. Daha fazla bilgi için bölgenizdeki Medtronic temsilcinize iletişime geçin ve/veya www.medtronic.eu adresindeki Medtronic web sitesine başvurun.

Yalnızca Symlicity Spyral™ çok elektrotlu renal denervasyon kateteri ve Symlicity G3™ renal denervasyon RF jeneratörünün onaylı olduğu pazarlarda dağıtımına yöneliktir. ABD, Japonya veya Fransa'da dağıtımına yönelik değildir.

medtronic.eu

Medtronic