

DIRECTO CareLink™

800 20 9020

Lunedì - Venerdì 8.30 - 17.30



Per il paziente

Selezione tasti 0-1

Informazioni tecniche sulle soluzioni di monitoraggio Medtronic, supporto tecnico logistico.



Per il personale sanitario

Selezione tasti 1-1-0

Operatività di base del sito CareLink Network e formazione del personale ospedaliero.

Selezione tasti 1-1-1

Revisione trasmissioni CareLink, Supporto tecnico dispositivi impiantabili, Follow Up da Remoto.

Dispositivi BlueSync™


Azure™, Cobalt™, Cobalt™XT, Crome™, Percepta™, Serena™, Solara™, e LINQ II™

Il paziente ha un telefono o un tablet compatibile?

Sì

No

Consultare le informazioni sulla compatibilità†



App mobile
MyCareLink Heart™



Comunicatore wireless
MyCareLink Home™ con
tecnologia BlueSync™
(modello 26900)

Dispositivi Non BlueSync™

Pacemaker

ICD, Aurora™ o Reveal LINQ™

Il paziente ha un telefono o un tablet compatibile?

Sì

No



App mobile e lettore
MyCareLink Smart™
(modello 25000)



Comunicatore non-wireless
MyCareLink Home™
(modello 26950)



Monitor
MyCareLink™
(modello 24952)