

Medtronic

Endo Clinch™ II Instrumento laparoscópico manual de 5 mm



Información sobre el producto

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
174317	Endo Clinch™ II 5 mm, Instrumento de un solo uso con trinquete, longitud 31 cm	6

Materiales de fabricación

174317	Acero inoxidable 301, 302, 303, P.H. 17-4, acero inoxidable 304 sinterizado, policarbonato 10% relleno de vidrio, policarbonato 20% vidrio, PVC GRADO 6K10, ESTILO VW-1, aluminio 2011-T3 o 6061-T6, durómetro 70 de caucho/silicona, poliuretano
--------	---

Información de envío

	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja interna	610 × 191 × 70 (largo × ancho × alto)

Información adicional

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Radiación
Tiempo de conservación	5 años
CE Marked	Ia According to Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)

Importante: consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones
© 2025 Medtronic. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Engineering the extraordinary son marcas comerciales de Medtronic.
Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa Medtronic. EMEA-AI-2200020 - 22-weu-endo-clinch-tech-sheet-es-7441667

[medtronic.com/covidien/es](https://www.medtronic.com/covidien/es)