



VERSAONE™ TROKAR MIT KLINGE

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Versandverpackungsmenge
B5SHS	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 5 mm, kurz (70 mm), glatte Kanüle	6 Stück pro Karton
B5SHF	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 5 mm, kurz (70 mm), Fixationskanüle	"
B5STS	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 5 mm, Standard (100 mm), glatte Kanüle	"
B5STF	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 5 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
B11STS	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 11 mm, Standard (100 mm), glatte Kanüle	"
B11STF	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 11 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
B12STS	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 12 mm, Standard (100 mm), glatte Kanüle	"
B12STF	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 12 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
B12LGS	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 12 mm, lang (150 mm), glatte Kanüle	"
B12LGF	VersaOne™ Trokar mit Klinge, 12 mm, lang (150 mm), Fixationskanüle	"

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Kanüle	▪ Transparentes Polyamid
	▪ Polyisopren (synthetischer Kautschuk)
	▪ C-Flex Thermoplastisches Elastomer
	▪ Marlex 9006 HDPE
	▪ Silikonöl
Obturator	▪ Acrylnitrilbutadienstyrol
	▪ Edelstahl
	▪ Nylon
	▪ Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Trokarlänge	Kurz	70 mm
	Standard	100 mm
	Lang	150 mm

VERPACKUNG (GILT FÜR ALLE ART.-NR.)

	Material	Menge
Äußere Verpackung	Kartonschachtel	1
Innere Verpackung	Weicher luftdurchlässiger Tyvek®-Beutel	6

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessungen der Versandverpackungen (cm)
B5SHF, B5SHS, B5STF, B5STS	30,5 x 12,7 x 12,7 (L x B x T)
B11STF, B11STS, B12STF, B12STS	22,9 x 12,3 x 26,7 (L x B x T)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II.3

WICHTIG: Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© 2017 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 16-eu-versaone-bladed-tech-sheet-de-1477304

Medtronic
Further, Together